

AIR-FLOW®

3.0



AIR-FLOW® handy 3.0

EMS⁺
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

AIR-FLOW® handy 3.0

ORIGINÁLNA AIR-FLOW® TERAPIA

AIR-FLOW® handy

ORIGINÁLNA AIR-FLOW® TERAPIA S NOV
A FLEXIBILITE, ERGONÓMII A DIZAJNE



3.0

ÝM ŠTANDARDOM V EFEKTIVITE



PREMIUM 3.0 PROFYLAXIA

NOVÝ MOBILNÝ PROFYLAKTICKÝ PRÍSTROJ SPLŇUJE
AJ TIE NAJPRÍSNEJŠIE POŽIADAVKY NA MODERNÉ
PROFESIONÁLNE ČISTENIE ZUBOV A TO V CELOM
SPEKTRE OŠETRENÍ **SUB- AJ SUPRAGINGIVÁLNE**

MODERNÁ PROFYLAXIA

AIR-FLOW® handy 3.0


ORIGINÁLNA AIR-FLOW® TERAPIA

NOVÉ MOŽNOSTI PRE ÚSPEŠNÚ TERAPIU →




AIR-FLOW® handy 3.0 PREMIUM

> AIR-FLOW handy 3.0 PLUS s násadcom AIR-FLOW PERIO navyše – stále pripravený na sub- aj supragingiválne použitie s AIR-FLOW® práškami PERIO a PLUS



AIR-FLOW® handy 3.0 PLUS

> Optimálny na použitie v parodontálnych vankoch do hĺbky 4 mm ako aj v celej viditeľnej oblasti zubov – flexibilný a účinný s práškom AIR-FLOW® PLUS



AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO

> Pre optimálne subgingiválne použitie v parodontálnych vankoch hlbších ako 4 mm – jednoduché a dôkladné odstránenie biofilmu s AIR-FLOW® práškami PERIO a PLUS



AIR-FLOW® handy 3.0

> Špecializovaný na všetky supragingiválne aplikácie – pre optimálne výsledky v celej viditeľnej oblasti zubov s AIR-FLOW® práškami CLASSIC, CLASSIC COMFORT a SOFT



NÁDHERNÝ → NÁDHERNE ĽAHKÝ

DIZAJN A FUNKČNOSŤ
PRE OPTIMÁLNY
KOMFORT OŠETRENIA

- > Dizajn zabezpečujúci jednoduchý náhľad ošetrovanej oblasti




- > Perfektne vyvážený pre komfortné držanie



AIR-FLOW® handy 3.0

AIR-FLOW® handy 3.0


ORIGINÁLNA AIR-FLOW® TERAPIA



**ORIGINÁLNA AIR-FLOW®
PERIO TERAPIA ZASAHUJE
AJ DO NAJHLBŠÍCH
PARODONTÁLNYCH
VAČKOV – ODSTRAŇUJE
BIOFILM A S NÍM
AJ MILIÓNY POTENCIÁLNE
PATOGENÝCH ZÁRODKOV**

PERIO tryska pre subgingiválnu aplikáciu – tri horizontálne otvory pre zmes prášok-vzduch, jeden vertikálny otvor pre vodu

ZUBNÉ IMPLANTÁTY → PROFYLAXIA S ORIGINÁLNOU AIR-FLOW® TERAPIOU A S AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO



> Implantát odhalený kvôli strate kostného tkaniva

- > Periimplantitída je parodontitída u pacientov s implantátmi
- > Povlak adhuje na implantát a spôsobuje v jeho okolí zápal, ktorý zas spôsobuje stratu kostného tkaniva a uvoľnenie implantátu
- > Pravidelná subgingiválna profylaxia pomocou originálnej AIR-FLOW® terapie predchádza periimplantitíde



**AIR-FLOW®
EASY-FILL**
> Bezpečný,
rýchly a čistý



KOMPLETNÁ AIR-FLOW® TERAPIA

ZMES VZDUCHU A ORIGINÁLNEHO AIR-FLOW®
PRÁŠKU* SA ZMIEŠAVA S PRÚDOM VODY
PRE RÝCHLE A BEZBOLESTNÉ ODSTRÁNENIE
POVLAKU AKO AJ BIOFILMU Z CELEJ DUTINY
ÚSTNEJ – MINIMÁLNE ABRAZÍVNA A BEZ PRAŠNOSTI

* Všetky originálne profylaktické AIR-FLOW® prášky vyvinula EMS vo vlastných laboratóriách a sú vyrábané firmou EMS – pre optimálny výkon s originálnymi AIR-FLOW® násadkami



EMS-SWISSQUALITY.COM

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA
Chemin de la Vuarpillière 31
CH-1260 Nyon

Tel. +41 22 99 44 700
Fax +41 22 99 44 701
welcome@ems-ch.com
www.ems-dent.com

Tel. SR +421 918 650 335
Tel. ČR +420 775 650 335
rkarkus@ems-ch.com