

Autokláv B Futura / B Classic

Parný sterilizátor s kompletne el. kontrolou, ktorá je riadená mikroprocesorom, s nerezovou sterilizačnou komorou s obsahom 17, 22 alebo 28 l. Využitím profesionálnych skúseností firmy Mocom autokláv sterilizuje rýchlejšie a výkonnejšie.

Novinkou je farebný dotykový display pre prirodzené a praktické ovládanie prístroja.

6 sterilizačných programov

3 testovacie programy

Frakčné vákuum - vysokovýkonná vákuová pumpa

Predné LED osvetlenie pracovného priestoru

RJ Ethernet port, USB port, RS232 sériový port

AKCIA
230€*

NOVINKA
2014



***Zľava 230 € pre majiteľov autoklávu MOCOM pri kúpe nového autoklávu !!!**

Termodezinfektor Tethys 60 / Tethys 45

Perfektná kombinácia umývačky a sušičky.

Eliminuje riziko infekcie, umožňuje termodezinfekciu kompletného inštrumentária, turbín a kolienkových násadcov.

15 programov až do 95°C. Automatická kontrola cyklov:

pred-umývanie, umývanie, termo-dezinfekcia, sušenie.

Bohaté príslušenstvo v základe, vrátane košov a stojanov na násadce. Digitálny display s ovládaním. Hlučnosť <50 dB.

Rozmery Tethys 60: (Š x V x H) 600 x 850 x 605 mm

Rozmery Tethys 45: (Š x V x H) 450 x 850 x 620 mm

Napájanie: 230 V, 50 Hz - 3,0 kW



NOVINKA
2014



Zváračka Millseal Plus / EVO

Automatická kontrola teploty zvarovania kombinuje jednoduché ovládanie a zároveň údržbu prístroja. Konštantný proces zvarovania počas celej doby.

Ergonomické ovládanie, programovateľné klávesy a „proces zvaru“ jediným stlačením tlačidla umožňuje pohodlnú prácu s prístrojom. 12 mm zvar.

EVO: automatické podávanie a zvarovanie roliek

2 programy s možnosťou nastavenia dĺžky

rolky a množstva. Digitálny display. Zásobník.

Rozmery: (D x Š x V) 474 x 374 x 200 mm



NOVINKA
2014

