

# VOCO AKCIA

Zubná ordinácia

#2/21

1.10.21 - 31.3.22



... zahrejte



... naneste



... vytvarujte



## VisCalor a VisCalor bulk


Prvý kompozit na svete s termo-viskóznou technológiou

### Unikátny a inovatívny

Vďaka predhriatiu je materiál zatekavý pri nanášaní a hneď potom sa dá tvarovať (termo-viskózna technológia)

### Vynikajúca manipulácia

Nanášanie bez vzduchových bublín vďaka úzkej a dlhej kanyle



### Vysoká kvalita a odolnosť


- Optimálne zateká k okrajom a do podbiehavých miest
- Výborné fyzikálne vlastnosti

### Efektívny

- Kombinuje 2 viskozity v jednom materiáli ► nie je potrebné meniť materiál a mať veľké skladové zásoby
- Nie je nutné nanášanie krycej vrstvy

# VisCalor® / VisCalor® bulk

## TERMOVISKÓZNY UNIVERZÁLNY A BULK-FILL KOMPOZIT



Na vysoko kvalitnú výplň, predovšetkým v prípade hlbokých a úzkych kavít, obvykle potrebujete materiály s rôznymi viskozitami: zatekavý kompozit ako základný materiál a tvarovateľný kompozit kvoli stálosti a tvarovateľnosti. S VisCalor to už nie je nutné, pretože vychádza z celkom nového a inovatívneho prístupu.



Vďaka unikátnej termoviskóznei technológii dosahuje materiál pri extraorálnom ohriatí nízku viskozitu, ktorá umožňuje nanášanie odpovedajúce tomu, na aké ste zvyknutí pri zatekavých kompozitoch. Materiál optimálne steká po stenách kavity a zateká do podbiehavých oblastí. Potom materiál rýchlo chladne na telesnú teplotu, jeho viskozita sa zvýši a dá sa ihneď tvarovať rovnako ako klasický tvarovateľný kompozit.

Veľmi dlhá a úzka kanyla umožňuje priame nanášanie i do ťažko prístupných oblastí a zároveň nanášanie bez vzduchových bublín. S obsahom plnív 83 % hmotnosti a zároveň veľmi nízkym zmršťovaním iba 1,4 % objemu je VisCalor medzi kompozitnými materiálmi jedinečný.

**Máte na výber:** VisCalor bulk na výplne v distálnom úseku s hrúbkou vrstvy až 4 mm alebo nový univerzálny VisCalor na estetické výplne i vo frontálnom úseku.

## VisCalor

REF 6106 Súprava VisCalor Dispenser, Caps 80 × 0,25 g (16 × A1, 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), farebný kód, VisCalor Dispenser

**746,90 €**

1.324,80 €\*\*\*

**43%**  
úspora\*\*

REF 9143 VisCalor Dispenser – Predhrievacie zariadenie

**958,80 €**



REF 6108 Súprava + bondovací prípravok, Caps 80 × 0,25 g (16 × A2, 16 × A3, 16 × A3.5, 16 × OA2, 16 × Incizálny), farebný kód, Futurabond U SingleDose 20 ks

**365,80 €**

458,10 €\*\*\*

**20%**  
úspora\*\*

REF 6107 Súprava Caps Warmer, Caps 80 × 0,25 g (16 × A1, 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), farebný kód, Caps Warmer

**548,90 €**

909,60 €\*\*\*

**39%**  
úspora\*\*

REF 9001 Caps Warmer – Predhrievacie zariadenie

**543,60 €**



Caps 16 × 0,25 g<sup>1</sup>

**73,20 €**

<sup>1</sup> Čísla položiek, variácie odtieňa nájdete na [www.voco.dental](http://www.voco.dental) alebo v hlavnom katalógu.

## VisCalor bulk

REF 6062 Súprava Dispenser, Caps 80 × 0,25 g (16 × univerzálny, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), VisCalor Dispenser

**746,90 €**

1.324,80 €\*\*\*

**43%**  
úspora\*\*

REF 6063 Súprava Caps Warmer Caps 80 × 0,25 g (16 × univerzálny, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), Caps Warmer

**548,90 €**

909,60 €\*\*\*

**39%**  
úspora\*\*

REF 6065 Caps 16 × 0,25 g univerzálny  
REF 6066 Caps 16 × 0,25 g A1  
REF 6067 Caps 16 × 0,25 g A2  
REF 6068 Caps 16 × 0,25 g A3

**73,20 €**

# BONDY / VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY

## Futurabond® U

### Duálne tuhnúce univerzálne adhezívum

- Jeden bondovací materiál pre všetky prípady, tým pádom sú všetky ostatné používané adhezíva nepotrebné
- Samoleptanie, selektívne leptanie alebo celkové leptanie – slobodná voľba používateľa
- Vynikajúca všestrannosť použitia



REF 1571 SingleDose 50 ks, príslušenstvo

**110,60 €**

REF 1572 SingleDose 200 ks, príslušenstvo

**386,50 €** ~~442,40 €\*\*\*~~

**12%**  
úspora\*\*

## Admira® Fusion

### Univerzálny nanohybridný výplňový materiál ORMOCER®

- Celosvetovo prvý výplňový materiál čisto na keramickej báze
- Zďaleka najnižšie zmršťovanie v dôsledku polymerizácie a obzvlášť nízka úroveň napätia po zmrštení v porovnaní so všetkými konvenčnými výplňovými kompozitmi
- Inertná látka, vysoko biokompatibilná a extrémne odolná proti zmene sfarbenia
- Vynikajúca manipulácia a jednoduchý postup leštenia pre vysoký lesk spojený s vysokou tvrdosťou povrchu, zaručujú prvotriedne dlhodobé výsledky

**Žiadne klasické monoméry, žiadne zvyškové monoméry!**



REF 2750 Súprava + bondovací prípravok striekačka 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), farebný kód + Futurabond U SingleDose 20 ks

REF 2780 Súprava + bondovací prípravok Caps 75 × 0,2 g (po 15 z A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), farebný kód + Futurabond U SingleDose 20 ks

**258,50 €** ~~370,60 €~~

**30%**  
úspora

Striekačka 3 g<sup>1</sup> Caps 15 × 0,2 g<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Čísla položiek, variácie odtieňa nájdete na [www.voco.dental](http://www.voco.dental) alebo v hlavnom katalógu.

**71,10 €**

**4+1\***

## Admira® Fusion Flow

### Tekutý svetlom tuhnúci nanohybridný výplňový materiál ORMOCER®



REF 2816 Súprava striekačka 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO) farebný kód, príslušenstvo

**156,80 €** ~~224,30 €~~

**30%**  
úspora

Striekačka 2 × 2 g, rôzne odtiene <sup>1</sup>

**81,70 €**

**4+1\***

## Admira® Fusion x-tra

### Nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®, 4 mm



REF 2810 Striekačka 3 g univerzálna  
REF 2811 Caps 15 × 0,2 g univerzálna

**71,10 €**

**4+1\***

## Admira® Fusion x-base

### Zatekavý nanohybridný výplňový materiál na báze ORMOCER®ov, 4 mm



REF 2812 Striekačka 2 × 2 g univerzálna

**81,70 €**

**4+1\***

# GrandiSO

## Flowables

Nepoužívejte len tak nejaký zatekavý kompozit.  
Vyberte si ten správny!



### GrandiSO Light Flow

**Tekutý nano-hybridný výplňový materiál – nízko viskózný**

- Presná aplikácia vďaka extra jemnej kanyle a je preto optimálne vhodný pre zle prístupné oblasti a malé kavity



REF 2585 Súprava striekačka 5 x 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), farebný kód, príslušenstvo

**168,00 €** ~~246,10 €\*\*\*~~

**30%**  
úspora\*\*

### GrandiSO Flow

**Tekutý univerzálny nano-hybridný výplňový materiál – stredne viskózný**

- Vynikajúca zatekavosť, univerzálne použitie a presná aplikácia



REF 2720 Súprava striekačka 5 x 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), farebný kód, príslušenstvo

**168,00 €** ~~246,10 €\*\*\*~~

**30%**  
úspora\*\*

### GrandiSO Heavy Flow

**Tekutý univerzálny nano-hybridný výplňový materiál – vysoko viskózný**

- Zvýšená stabilita, to znamená, že nevzniká nechcené odtekanie a univerzálne použitie



REF 2680 Súprava striekačka 5 x 2 g (A2, A3, A3.5, WO, GA5), farebný kód, príslušenstvo

**168,00 €** ~~246,10 €\*\*\*~~

**30%**  
úspora\*\*

## UPEVNIENIE

### Bifix® Hybrid Abutment

**Univerzálny, duálne tuhnúci fixačný kompozit pre intraorálne a extraorálne použitie**

- All-in-one – trvalá fixácia všetkých známych zubných materiálov
- Najvyššia flexibilita – použiteľný intraorálne v ambulancii a extraorálne v laboratóriu
- Vysokoestetická – perfektné maskovanie tmavých podkladov, vďaka vysokoopáknym farbám
- S Try-In pastami – presná simulácia farby pre hybridné nadstavby, korunkové nadstavby a pahýľové dostavby



**NOVÉ**



REF 2995 Implant súprava mixed – zodpovedá REF 2410 + 2412 + 2413 (3 x QuickMix striekačka 10 g, 3 x Try-In striekačka 2,5 g, prísl.)

**427,90 €** ~~619,10 €\*\*\*~~

**30%**  
úspora\*\*

REF 2411 QuickMix striekačka 10 g (universal HO)  
REF 2412 QuickMix striekačka 10 g (white HO)  
REF 2413 QuickMix striekačka 10 g (priehľadná) + každá obsahuje Try-In striekačku 2,5 g, prísl.

**174,90 €**

REF 2410 Implant súprava QuickMix striekačka 10 g (uni HO), Try-In striekačka 2,5 g, Ceramic Bond fľaška 5 ml, Futurabond U SingleDose 5 ks, príslušenstvo

**218,90 €** ~~269,30 €\*\*\*~~

**18%**  
úspora\*\*



# DENTÁLNA HYGIENA

## Bifluorid 10®

### Fluoridačný lak na liečbu hypersenzibility

- Okamžité znečulivlenie
- Vznik ochrannej vrstvy proti tepelnému a mechanickému posobeniu
- Transparentný – nesfarbuje zuby
- Špeciálny základ laku predlžuje dobu pôsobenia a hĺbku fluoridácie
- Kompatibilný s bielením, zmiernenie citlivosti bez narušenie procesu bielenia

Ideálny na ortodontickú liečbu a ošetrovanie po bielení



REF 1615 Flaštička 4 g, solvent flaštička 10 ml

**94,00 €**

REF 1616 Flaštička 10 g

**139,00 €**

REF 1617 Flaštička 3 x 10 g, solvent flaštička 10 ml, Pele Tim No. 1

**394,60 €** ~~485,20 €\*\*\*~~

**18%**  
úspora\*\*

REF 1618 SingleDose 50 ks, príslušenstvo

**90,20 €**

REF 1619 SingleDose 200 ks, príslušenstvo

**273,40 €** ~~360,80 €\*\*\*~~

**24%**  
úspora\*\*

### Aplikácie



## VOCO Profluorid® Varnish

### Lak s obsahom fluoridu k desenzibilizácii zubov (5 % NaF)

- Rýchla desenzibilizácia a uvoľňovanie fluoridov (5 % NaF  $\cong$  22.600 ppm fluorid)
- Jednoduché nanášanie – tolerantný voči vlhkosti
- Dostupný v siedmych príjemných príchutiach
- Nanáša sa v tenkej vrstve, vďaka tomu je úsporný
- Estetický lak vo farbe zuba

NOVÉ  
PINA COLADA



#### SingleDose 50 x 0,40 ml

Melón REF 1269	Karamel REF 2226	Čerešňa REF 2227
Mäta REF 2228	Žuvačka REF 2238	Cola s limetkou REF 2240
Pina Colada REF 2242		

**128,70 €**

#### SingleDose 200 x 0,40 ml

Melón REF 1271	Karamel REF 2229	Čerešňa REF 2230
Mäta REF 2231	Žuvačka REF 2239	Cola s limetkou REF 2241
Pina Colada REF 2243		

**379,20 €** ~~514,80 €\*\*\*~~

**25%**  
úspora\*\*

#### SingleDose 48 x 0,40 ml

Mixed REF 2225

**128,70 €**

Obsahuje všetky príchute

### Aplikácie



# ODTLAČOK

## VOCO Retraction Paste

Adstringentná pasta na efektívne dočasné vysušenie a retrakciu gingiválneho sulku

- Tenká kanyla s ohybnou špičkou – jednoduchá a presná aplikácia do sulku
- Zmena viskozity – konzistencia pasty sa mení počas aplikácie a pri rozširovaní sulku
- Dobrá viditeľnosť – je kontrastná ku gingíve
- Čistá práca – rýchlo a ľahko sa odstraňuje

NOVÉ



Jednoduchá aplikácia do sulku

REF 1012 Caps 25 × 0,3 g

75,00 €

REF 1013 Caps 100 × 0,3 g

225,00 € ~~300,00 €\*\*\*~~

25%  
úspora\*\*

## V-Posil

Presný odtlačkový materiál, VPS

- Silne hydrofilný A-silikón pre najvyššiu presnosť
- Dlhá doba opracovateľnosti a zároveň krátka doba zotrvania v ústach
- Vysoká odolnosť voči prasknutiu a vysoká schopnosť elastickej obnovy zvyšujú bezpečnosť pri vyberaní, príp. po ňom
- Dobré hydrofilné vlastnosti dokonca aj v stuhnutom stave zdokonaľujú proces vylievania a tým aj samotné protetické ošetrenie



Putty Fast / Heavy Soft Fast / Mono Fast



NOVÉ

V-Posil Putty Soft Fast

Štartovacia súprava Putty Fast / Light Fast  
REF 2991

Putty Fast Kartuša 2 × 380 ml  
Light Fast Kartuša 2 × 50 ml

Štartovacia súprava Heavy Soft Fast / Light Fast  
REF 2985

Heavy Soft Fast Kartuša 2 × 380 ml  
Light Fast Kartuša 2 × 50 ml

Štartovacia súprava Mono Fast / Light Fast  
REF 2987

Mono Fast Kartuša 2 × 380 ml  
Light Fast Kartuša 2 × 50 ml

273,60 € ~~323,00 €\*\*\*~~

15%  
úspora\*\*

Štartovacia súprava Putty Fast / Light Fast  
REF 2984

Putty Fast Dávka 2 × 450 ml  
Light Fast Kartuša 2 × 50 ml

Štartovacia súprava Putty Soft Fast / Light Fast  
REF 2904

Putty Soft Fast Dávka 2 × 450 ml  
Light Fast Kartuša 2 × 50 ml

163,20 € ~~192,50 €\*\*\*~~

15%  
úspora\*\*

\*Ak si objednáte štyri balenia prípravku prostredníctvom dentálneho konzultanta VOCO, ďalšie balenie dostanete zdarma. Toto balenie vám bezplatne zašle spoločnosť VOCO. \*\*V porovnaní so zakúpením jedného balenia \*\*\*Súčet jednotlivých cien

## VÁŠA OBJEDNÁVKA

VOCO Akcie, ktoré sme Vám predstavili, si môžete objednať u Vášho dentálneho distribútora alebo u dentálneho konzultanta VOCO. Ponuky platia len u zúčastnených maloobchodných partnerov. Ceny Vášho dentálneho distribútora budú vždy zohľadnené. Všetky uvedené ceny sú odporúčané ceny vrátane DPH.

VOCO Service v SR: David Filipek · Tel. +420 773 252 100

Túto brožúrku poskytol:

VC-84-002210 SK 0921