

PIEZON[®] 250

→ NOVÝ PIEZON[®] DIZAJN

ORIGINÁLNA
METÓDA
PIEZON[®]



EMS 
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

PIEZON® 250


ORIGINÁLNA METÓDA PIEZON®

POHODLIE V KAŽDOM BODE

- 1 Zabudovaná originálna technológia Piezon®
- 2 Ovládanie výkonu pohybom prsta
- 3 Perio zóna s jemným výkonom
- 4 LED indikátor úrovne výkonu
- 5 Mimoriadne precízna regulácia preplachu
- 6 Originálny Piezon® LED násadec
- 7 Originálne koncovky EMS Swiss Instruments^{PM} s momentovými kľúčmi CombiTorque®
- 8 Rýchlo inštalovateľná fľaša 350 a 500 ml
- 9 Hadica s jednoduchým upínaním
- 10 Peristaltická pumpa s rýchlo demontovateľným krytom

1:1

> Mimoriadne kompaktný
Piezon® 250 – samostatný prístroj
s pôdorysom len 150 x 215 mm



ORIGINÁLNY PIEZON®

→ 250

NAVRHNUTÝ PRE INTUITÍVNE
OVLÁDANIE



OVLÁDANIE VÝKONU POHYBOM PRSTA

- > Veľký ergonomický a ľahko ovládateľný regulátor výkonu pre jednoduché a precízne nastavenie výkonu
- > 35 krokové nastavenie výkonu s LED ukazovateľmi, zahrňujúc funkciu On/Off



20s SVETELNÝ ČASOVAČ

- > 6 LED žiaroviek svieti po dobu 20 sekúnd po uvoľnení pedála bez kmitania koncovky a bez preplachovania
- > Silné LED žiarovky s kvalitou denného svetla pomáhajú pri diagnostike

MAXIMÁLNY KOMFORT PRE UŽÍVATEĽA AJ PACIENTA

- > Originálna metóda Piezon® je zárukou výnimočnej kvality a trvácnosti
- > Nový elektronický ultrazvukový modul pre vylepšenú efektivitu skejlingu
- > Vysoký výkon a maximálna bezpečnosť v každej klinickej situácii
- > Okamžité nastavenie amplitúdy kmitania koncovky pre plynulé ošetrovanie a mimoriadny komfort pacienta
- > Výnimočne nízka hlučnosť počas prevádzky

> EMS Swiss Instrument PS
s násadcom Piezon® LED



ORIGINÁL
OD
VYNÁLEZCU

© EMS SA FA-433/SK Edition 05/2013

VYSOKÁ EFEKTIVITA, KONTROLOVANÉ KMITANIE KONCOVKY A OKAMŽITÉ NASTAVENIE VÝKONU → VŠETKO JE ZLADENÉ




Foto: P. Schmage, Y. Schultz, U. Platzer, S. Maisch, I. Nergiz, Hamburg University, Germany

ORIGINÁLNA METÓDA PIEZON® →

POTVRDENÝ ÚSPECH

- > Absolútne lineárne kmitanie
- > Permanentná spätná kontrola kmitania a stála regulácia výkonu pre maximálnu bezpečnosť a efektívnosť
- > Prémiová kvalita a zrkadlovo precízne opracovanie všetkých koncoviek EMS Swiss Instruments^{PM}



PIEZON® 150 A 250 S LED SVETLOM*

- > Multifunkčný – od skejlingu a paro ošetrovania až po bezpečné endo a restoratívne ošetrovanie
- > Kompletný s originálnym násadcom Piezon® LED 2 krokovým 360° pedálom a 3 koncovkami EMS Swiss Instruments^{PM} A, P a PS, každá s momentovým kľúčom CombiTorque®
- > Piezon® 250 so samostatným zásobníkom na preplach, Piezon® 150 s fixným prívodom vody a externým vodným filtrom pre vylepšenú hygienu

* Voliteľne aj bez LED svetla



EMS-SWISSQUALITY.COM

Pre viac informácií: rkarkus@ems-ch.com, +421918650335, +420775650335