

## ORIGINÁLNA AIR-FLOW® TERAPIA → SUPRAGINGIVÁLNE

### KLINICKÉ APLIKÁCIE

### AIR-FLOW® NÁSADCE



**PRÁŠOK** > Bikarbonát sodný  
**AIR-FLOW®** > Priemerná veľkosť častíc ~65 μm  
**CLASSIC** > Dostupný v 6 príchuťach

300 g balenie

- ODSTRÁNENIE BIOFILMU A SILNÝCH PIGMENTOV
- PRÍPRAVA POVRCHU PRED DENTÁLNYM OŠETRENÍM



**PRÁŠOK** > Bikarbonát sodný  
**AIR-FLOW®** > Priemerná veľkosť častíc ~40 μm  
**CLASSIC**  
**COMFORT**

250 g balenie

- ODSTRÁNENIE BIOFILMU A SILNÝCH PIGMENTOV  
S **OPTIMALIZOVANÝM KOMFORTOM PACIENTA**
- PRÍPRAVA POVRCHU PRED DENTÁLNYM OŠETRENÍM



**PRÁŠOK** > Glycín  
**AIR-FLOW®** > Priemerná veľkosť častíc ~65 μm  
**SOFT**

200 g balenie

- ODSTRÁNENIE BIOFILMU A STREDNÝCH/SLABŠÍCH PIGMENTOV
- LEŠTENIE ZUBOV

## → SUB- AJ SUPRAGINGIVÁLNE



**PRÁŠOK** > Erytritol  
**AIR-FLOW®** > Priemerná veľkosť častíc ~14 μm  
**PLUS** > Obsahuje chlórhexidín (0,3%)

100 g balenie

- ODSTRÁNENIE BIOFILMU A STREDNÝCH/SLABŠÍCH PIGMENTOV  
S **OPTIMALIZOVANÝM KOMFORTOM PACIENTA**
- LEŠTENIE ZUBOV

- ODSTRÁNENIE BIOFILMU Z VAČKOV **DO HĽBKY 4mm**  
NA PRIRODZENÝCH ZUBOCH A IMPLANTÁTOCH
- ODSTRÁNENIE BIOFILMU Z HLBOKÝCH PARODONTÁLNYCH VAČKOV,  
**V HĽBKE OD 4 DO 10mm** NA PRIRODZENÝCH ZUBOCH A IMPLANTÁTOCH

## → SUBGINGIVÁLNE



**PRÁŠOK** > Glycín  
**AIR-FLOW®** > Priemerná veľkosť častíc ~25 μm  
**PERIO**

120 g balenie

- ODSTRÁNENIE BIOFILMU Z VAČKOV **DO HĽBKY 4mm**  
NA PRIRODZENÝCH ZUBOCH A IMPLANTÁTOCH
- ODSTRÁNENIE BIOFILMU Z HLBOKÝCH PARODONTÁLNYCH VAČKOV,  
**V HĽBKE OD 4 DO 10mm** NA PRIRODZENÝCH ZUBOCH A IMPLANTÁTOCH



AIR-FLOW®



AIR-FLOW®  
AIR-FLOW® PLUS



PERIO-FLOW®  
AIR-FLOW® PERIO

**NEW**



**NEW**



**"I FEEL  
GOOD"**

**EMS-SWISSQUALITY.COM**

EMS  
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA  
Chemin de la Vuarpillièrre 31  
CH-1260 Nyon, Switzerland

Tel. +41 22 99 44 700  
Fax +41 22 99 44 701  
welcome@ems-ch.com  
www.ems-dent.com

Tel. SR +421 918 650 335  
Tel. ČR +420 775 650 335  
rkarkus@ems-ch.com

© EMS SA FA-510/SK Edition 05/2013

**KTORÝ  
NA  
ČO**

**AIR-FLOW® PRÁŠKY**

**EMS** 