

# A-dec® 300 Pro

Křeslo a stomatologický unit




# Vše, co chcete od svého vybavení. A ještě víc.

Více funkcí. Větší univerzálnost. Více promyšleného designu. Začali jsme s modulárním, kompaktním designem a ještě ho vylepšili. Díky konektivě A-dec<sup>+</sup>, rozšířeným možnostem integrace a interaktivnímu, intuitivnímu ovládání nabízí unit A-dec 300 Pro veškeré funkce, které dnes ve vaší praxi potřebujete. S více možnostmi do budoucna.



Mech Room  
110



Na obrázku je s dotykovou obrazovkou Dynamic Screen 5 (DS5)

# Inovativní, nekomplikované.

---

Model A-dec 300 Pro kombinuje pokročilé funkce a spolehlivý výkon s flexibilním systémem, který se jednoduše používá a dokáže růst spolu s vaší praxí. Vybavení i technologie jsou navrženy tak, aby byly předvídatelné a nekomplikované – protože v jednoduchosti je krása. A stejně krásná je i sebejistota, kterou budete cítit pokaždé, když se posadíte k pacientovi.

## PROMYŠLENÉ

Zdokonalené funkce umožňují pohodlnější a intuitivnější práci a podporují vás i při rozšiřování dovedností.

## PŘIPOJENÉ


Aktualizovatelná softwarová platforma přináší nové technologie, které vám pomohou rozvíjet vaši praxi a zajistit její budoucnost.

## PŘÍSTUPNÉ

Nemusíte se vzdalovat od pacienta – vše, co potřebujete, máte přirozeně na dosah ruky, což pomáhá snižovat bolest a námahu.

## FLEXIBILNÍ

Nakonfigurujte si svůj unit podle toho, jak dnes pracujete – a v budoucnu si můžete přidat i další funkce.



PROMYŠLENÉ

# Co kdyby práce byla prakticky bez námahy?

Proč pracovat tvrdě, když můžete pracovat chytřeji? Unit A-dec 300 Pro umožňuje pracovat jednoduše a bez problémů díky propojení pokročilých funkcí s legendární kvalitou a spolehlivostí společnosti A-dec. To je skutečnost, díky níž se rodí klid v duši. S jistotou, že vaše vybavení bude reagovat přesně tak, jak očekáváte, se můžete plně soustředit na pacienta.



# Vše ovládejte s jistotou.

Srdcem stomatologického unitu 300 Pro je obrazovka Dynamic Screen 5 (DS5), interaktivní dotyková obrazovka, která je tak intuitivní, že je to téměř jako byste pracovali se svým chytrým telefonem. Na snadno čitelné 127mm (5palcové) skleněné obrazovce DS5 se zobrazují pouze informace, které potřebujete pro daný zákrok. A protože je automaticky připojena k softwarové platformě A-dec+, není třeba žádné brány, abyste měli neustálý přístup k vyvíjejícím se technologiím.

## RESPONZIVNÍ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Odolný a snadno čistitelný skleněný povrch dotykové obrazovky se lehce a přesně ovládá i v rukavicích.

## IKONY POLOHY KŘESLA

Ikony na obrazovce zobrazují přednastavené polohy křesla, abyste mohli pacienta polohovat s jistotou.

## ČASOVAČE

Přizpůsobitelné časovače ve vašem zorném poli pomáhají maximalizovat informovanost během zákroků citlivých na čas.



## POTVRZENÍ PŘÍKAZŮ

Vizuální a zvukové signály potvrzují vaše vstupy a požadavky při práci.

## INDIVIDUÁLNÍ PŘEDNASTAVENÍ

Jediným dotykem naprogramujte a uložte své preferované nastavení křesla, světla a nástrojů.

## ZPRÁVY NA OBRAZOVCE

Bezproblémové a diskrétní, umožňující okamžitou komunikaci mezi ordinacemi bez přerušení zákroků.

*Obrazovky se budou zobrazovat ve vámi zvoleném jazyce.*

PŘIPOJENÉ

# Vítejte v praxi budoucnosti.

Funkce aplikace A-dec+ zjednoduší pracovní postupy, udržují vybavení A-dec 300 Pro stále aktuální a poskytují cenné poznatky pro chytřejší praxi. A to je jen začátek.

Prostřednictvím softwarové platformy A-dec+ budete mít k dispozici dosud nevídanou úroveň konektivity. Po registraci v aplikaci A-dec+ budete mít prostřednictvím aktualizací softwaru ihned k dispozici nové funkce a vylepšení produktu. Abyste mohli své vybavení A-dec – a svou ordinaci – aktualizovat jedním kliknutím.



Váš pacient dorazil.

Ordinace č. 2 je připravená.

## Přizpůsobené a synchronizované

Ovládací panel DS5 lze snadno přizpůsobit a umožňuje snadný přenos nastavení. Stačí jednou zadat předvolby a ty se s vámi automaticky přenesou do všech ordinací, a to i napříč různými pobočkami, takže pokaždé zajistí konzistentní a předvídatelné výsledky.

## Nastavení více uživatelů

Díky nastavení pro více uživatelů si může každý lékař uložit své preference do osobního uživatelského profilu na DS5. Po vstupu do ordinace není nutné provádět žádné úpravy ani přemýšlet nad nastavením, můžete se rovnou věnovat pacientovi. Jediným stisknutím tlačítka je veškeré připojené vybavení A-dec okamžitě připraveno k práci, podle daných preferencí.

## Vždy aktuální

S rostoucí inteligencí technologií vám konektivita A-dec+ poskytuje digitální základnu, na které můžete jednoduše přidávat nové funkce a zvládat rostoucí požadavky. Váš unit A-dec 300 Pro může růst s vaší praxí a vyvíjet se, jakmile budou k dispozici nové integrace.

Podívejte se,  
co je nového



[a-dec.com/a-dec-plus](http://a-dec.com/a-dec-plus)



## Udržujte celý tým ve spojení

Přidáním zařízení A-dec Gateway a Control Pad 5i (CP5i) do každé ordinace získáte pro své kolegy, asistenty a zubní hygieniky stejnou konzistentní konektivitu A-dec+, která zajistí plynulou práci a optimalizuje celou vaši praxi.

*Konektivita A-dec+ je dostupná na DS5 prostřednictvím brány Gateway pro CP5i.*



Stáhněte si aplikaci A-dec+  
z obchodu App Store nebo  
Google Play



PŘIPOJENÉ

# Nové možnosti, neomezený potenciál.

Nabídněte svým pacientům komplexnější přístup ke zdraví jejich úst tím, že do svých služeb přidáte endodoncii. Systém A-dec 300 Pro poskytuje apex lokátor pracující s násadci a motory Dentsply Sirona Midwest, který umožňuje měření v reálném čase.

Všechny informace o apexu, vizualizace nástrojů a metriky v reálném čase jsou pohromadě na jediné intuitivní dotykové obrazovce. Práce s multifunkčním nožním ovladačem je přirozená a intuitivní. A méně zařízení a exponovaných povrchů znamená rychlejší přípravu vybavení mezi pacienty. Takže se můžete soustředit na péči o pacienty, ne na úklid.



# Pokročilá endodoncie na dosah ruky.

Díky automatické kalibraci, která zajišťuje optimální výkon nástrojů s násadci, můžete pokaždé počítat s přesným točivým momentem a rychlostí. Rozsáhlá knihovna nástrojů společnosti Dentsply Sirona zjednodušuje nastavení pomocí předdefinovaných nastavení motoru pro každý nástroj v pracovním postupu – stačí vybrat nástroj a můžete se pustit do práce s doporučeným nastavením.

## Toto plně integrované řešení:


- » podporuje měření apexu jak pomocí ručních nástrojů, tak pomocí motoru/násadce – mezi těmito dvěma způsoby lze plynule přepínat bez jakýchkoli rušivých vlivů,
- » umožňuje ovládat chování motoru (automatické zastavení nebo automatický posun vpřed) v předem definované hloubce,
- » poskytuje během zákroků zvukovou a vizuální zpětnou vazbu v reálném čase,
- » nabízí možnost upravit nástroje v knihovně podle vašich preferencí a uložit si vlastní pracovní postupy.



Integrovaný apex lokátor Midwest přesně detekuje a během práce zobrazuje polohu endodontického nástroje vzhledem k apexu kanálku na dotykové obrazovce DS5.

## Získejte přístup k technologii WaveOne® a Reciproc®

Využijte všechny výhody nejspolehlivějších technologií společnosti Dentsply Sirona, které jsou bezproblémově integrovány do vašich každodenních pracovních postupů. Inteligentní, přednastavené reciproční systémy a integrovaná detekce apexu eliminují nejistotu a umožňují bezpečnější, rychlejší a předvídatelnější ošetření kořenových kanálků – poskytují vám jistotu v reálném čase.



PŘÍSTUPNÉ

## Citíte se tak příjemně jako vaši pacienti.

Ve společnosti A-dec je ergonomie více než jen omílaným pojmem. To znamená pečlivé navrhování vybavení tak, abyste vy i váš tým mohli pracovat v pohodlí, které si zasloužíte, po celou dobu své kariéry.

Se stomatologickým unitem A-dec 300 Pro můžete mít vše, co potřebujete, snadno na dosah ruky. Přiblížíte-li se k pacientovi, vaše držení těla je zdravé, pohled není ničím omezen a nutnost natahovat ruku je minimální. To je něco, díky čemuž se můžete cítit dobře.





## Sestrojené pro zdravé držení těla.

S koleny zasunutými pod mimořádně tenkou a flexibilní opěrku zad křesla A-dec 300 můžete pracovat blíže ústní dutině a s větším pohodlím. Posuvná opěrka hlavy s dvojitým kloubem zajišťuje optimální pohled a přístup, zatímco židlička A-dec vyrovná pánev do správného ergonomického postavení. Společně vám pomáhají zachovat dobrou pozici, podporují správné držení těla, zdraví a produktivitu.

## Více důvodů vybrat si Continental®.

Díky delšímu flexibilnímu designu bičového vedení unit Continental snižuje hmotnost a omezuje zpětný tah hadic nástrojů. Větší rozsah poloh vám poskytne perfektní přístup k ústní dutině, zatímco minimalizuje seřizování unitu. Biče se stáhnou zpět na místo, čímž umožňují pracovat bez přerušení.

## Navrženo s ohledem na pacienty.

Opěrky pro ruce s dvěma polohami usnadňují nasedání do křesla A-dec 300 a vasednutí z něj. Hydraulický pohon zajišťuje hladký a tichý pohyb, díky kterému se pacient cítí komfortně. Tvarované čalounění křesla s rozložením tlaku – společně s dostatečnou podporou krku a ramen – zajišťují pacientům pohodlnou oporu.

FLEXIBILNÍ

# Vyhovuje dnes. Připraveno na zítřek.

Už jméno napoví. A-dec 300 Pro je jednoduše přizpůsobitelný unit, který vám umožní vybrat si funkce, které v praxi potřebujete. Najděte si konfiguraci, která vám dnes vyhovuje, a v budoucnu ji můžete modernizovat, jak budete potřebovat, podle libosti a flexibilně. A-dec 300 Pro je unit, který skutečně dokáže růst s vaší praxí. Můžete si jej tedy zvolit bez obav.



## Aktualizace násadců jsou vždy možné.

Unit A-dec 300 Pro je kompatibilní s násadci od celé řady výrobců stomatologického vybavení – a s našimi vlastními elektromotory A-dec. Jak se budou vaše cíle v praxi vyvíjet, budou vám aktualizace softwaru A-dec+ pomáhat rozšiřovat možnosti násadců a nástrojů, maximalizovat vaši investici a minimalizovat narušení provozu.

## Konfiguraci si můžete vybrat podle toho, jak rádi pracujete.

Položte všechny násadce a zařízení právě tam, kde je potřebujete. Stomatologické unity A-dec 300 Pro lze připevnit zepředu křesla, z boku k nábytku, k plivátkovému bloku nebo ke stěně. Kombinací unitu a světla LED A-dec nebo držáku monitoru ve stejném montážním místě dosáhnete maximální flexibility. Upravitelný držák tácku je snadno polohovatelný a lze na něj položit tácky a vaničky.

## Ideální pro vaše pacienty.

Díky kompaktnímu, jednoduchému designu je křeslo A-dec 300 skvělou volbou do menších ordinací. Jelikož se dokáže přizpůsobit široké škále pacientů – od dětí po dospělé – nikdy nebudete muset slevovat z jejich pohodlí. Ani ze svého.

## Radius® je synonymem univerzality.

Ať už jste praváci nebo leváci, máte k dispozici oboustranný design, který lze jednoduše přepnout, aby vyhovoval oběma skupinám. Naše konzola Radius se otáčí kolem přední strany křesla a nástroje jsou tak vždy v přirozeném dosahu, díky čemuž vás při péči o pacienty nebude nic rušit.



# Řešení podle vašich potřeb.


Díky mnoha možnostem volby je snadné nakonfigurovat unit A-dec 300 Pro tak, aby odpovídal tomu, jak chcete pracovat. Můžete dokonce přidat vybrané produkty A-dec 400 a A-dec 500. Promluvte si s autorizovaným zástupcem společnosti A-dec a seznamte se s různými možnostmi.



Čalounění a opěrky rukou



Navrhněte si ideální ordinaci pomocí  
nástroje Dream in 3D.





Rameno pro asistenta



Stomatologické unity



Ovládací panely (CP5, CP5i, DS5)



Plivátko a plivátkový blok



Operační světla




Držáky monitoru

## Barvy tvarovaného čalounění



sky blue

indigo



sapphire

amethyst




lemongrass

hazelnut



driftwood


tawny



carbon

black

## Barvy prošívaného čalounění



sky

riviera

st. john

pacific

bayou

diplomat blue



cyan

parrot

arugula

poseidon

lapis

plum



sassy

apricot

fuchsia

vivid punch

red

curry



almond


chamois

pecan

papyrus

sable

cave



arctic

timberwolf

granite

charcoal

schooner

ebony

Objednejte si vzorky a získejte nejnovější barvy.  
Skutečné barvy se mohou lišit.



## Technické údaje

### Zubařské křeslo A-dec 311


Rozsah zdvihu křesla	349 až 800 mm (13,75 až 31,5 palců), dolní poloha 375 mm (14,75 palců) v případě dual mounting
Tenká flexibilní opěrka zad	32 mm (1,25 palce), tvarovaná
Systém pohonu	Hybridní pohon (elektromechanický náklon, hydraulický zdvih křesla)
Koncový spínač pro sedák a opěradlo křesla	Ano. Zastaví pohyb dolů při rozpoznání překážky.
Opěrka hlavy	S dvojitým kloubem a posuvná (se šroubem)
Integrované 300W napájení	Ano
Nožní spínač	Volitelné
Možnosti montáže	Plovoucí – konzola sloupu 5,08 cm (2") nebo Radius (jednoduché nebo duální)
Možnosti čalounění	Prošívané nebo tvarované

### Stomatologické unity

	<b>A-dec 300 Pro Continental</b>	<b>A-dec 300 Pro Traditional</b>
Řídicí blok	Standardně 3 pozice Standardně 4 pozice s CP5i a DS5 Volitelně 4 pozice s CP5	Standardně 3 pozice Standardně 4 pozice s CP5i a DS5 Volitelně 4 pozice s CP5
Konverze levá/pravá	Ano, při připevnění konzole Radius	Ano, při připevnění konzole Radius
Pozice držáku násadců	4	4
Rukojeti s brzdou	Standardně 1, 2. volitelná	Standardně 1, 2. volitelná
Možnosti uživatelského rozhraní	CP5 nebo CP5i nebo DS5	CP5 nebo CP5i nebo DS5
Čtyřzdrojové napájení intraorálního osvětlení	Standardně s DS5	Standardně s DS5
Nožní ovladač	Standardně diskový ovladač s ovládáním vodního chlazení Volitelně chip blower nebo páčkový ovladač s CP5 Standardně chip blower nebo páčkový ovladač s CP5i a DS5	Standardně diskový ovladač s ovládáním vodního chlazení Volitelně chip blower nebo páčkový ovladač s CP5 Standardně chip blower nebo páčkový ovladač s CP5i a DS5
Systém ramena	Vyvážené flexibilní rameno se vzduchovou brzdou A-dec 333pro – Radius A-dec 335pro – montáž na plivátkový blok	Vyvážené flexibilní rameno se vzduchovou brzdou A-dec 332pro – Radius A-dec 334pro – montáž na plivátkový blok Manuální nastavení výšky A-dec 336pro – Radius Vyvážené flexibilní rameno bez vzduchové brzdy A-dec 342pro – unit připevněný k nábytku
Integrovaná odsávačka slin	---	Volitelně na A-dec 336pro

# Reliable Creative Solutions


FOR DENTAL PROFESSIONALS WORLDWIDE




**Ovládejte vše na dálku pomocí  
mobilní aplikace A-dec+**

Stáhněte si aplikaci A-dec+  
v obchodě App Store nebo  
Google Play a zaregistrujte své  
vybavení A-dec prostřednictvím  
zařízení Apple® nebo Android™.

[a-dec.com/plus](https://a-dec.com/plus)

 @A-decDental

 @A-decDental

 @A-dec Inc.

 @AdecDental

 @A-dec Inc.



## **VÍCE NEŽ JEN ZÁRUKA. JE TO ZÁVAZEK.**

Cílem společnosti A-dec je zlepšovat podmínky ve stomatologii. Proto kromě kvalitních stomatologických produktů poskytujeme také vynikající zákaznický servis. Na vaše vybavení A-dec se vztahuje desetiletá záruka a po celou dobu životnosti produktu můžete využít zákaznickou podporu. Budeme tu pro vás dnes, zítra i v budoucnu. Je to náš závazek vůči vám.

**Podrobné informace včetně výjimek naleznete na adrese:**

[a-dec.com/legal/warranty](https://a-dec.com/legal/warranty)

Zobrazené barvy a produkty se mohou lišit a mohou být bez upozornění změněny. Informace o nejnovějších produktech poskytuje autorizovaný prodejce společnosti A-dec. Veškeré ochranné známky v tomto dokumentu podléhají právům k ochranným známkám společnosti A-dec, jejich přidružených společností nebo jejich příslušných dodavatelů ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

©2026 A-dec Inc. Všechna práva vyhrazena. 85.1054.11/BB/330/4-26/Rev B

## **Sídlo společnosti A-dec**

2601 Crestview Drive  
Newberg, OR 97132 USA

Tel.: 1 800 547 1883 v USA a Kanadě

Tel.: +1 503 538 7478 mimo USA a Kanadu

[a-dec.com](https://a-dec.com)

## **Další sídla**

A-dec Nashville Experience Centre

A-dec Australia

A-dec United Kingdom

