

EMS CZ/SK

15 Máj - 15 August

2025



GBT CLASSIC KONFIGURACE



REF FT-300-1B-100

GBT READY KONFIGURACE



REF FT-300-1B-U00

ČASTO Kladené DOTAZY

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI GBT MACHINE A AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER?

GBT Machine přináší čtyři klíčové inovace, které jej odlišují od AIRFLOW® Prophylaxis Master:

- ▶ **PIEZON® NO PAIN MAX** modul, vyvinutý exkluzivně pro GBT Machine, zajišťuje ještě šetrnější a efektivnější odstranění zubního kamene.
- ▶ Konektivita přístroje umožňuje sledování parametrů ošetřování v reálném čase a propojení s digitálními nástroji přes platformu MyEMS.
- ▶ Zjednodušený pracovní postup zvyšuje efektivitu ošetření a komfort pro pacienty i ošetřující.
- ▶ Udržitelné materiály, jako je hliník a tvrzené sklo, zajišťují delší životnost přístroje a snižují ekologickou zátěž.

JE GBT MACHINE KOMPATIBILNÍ S OSTATNÍMI PRODUKTY, KTERÉ JIŽ VLASTNÍM?

GBT Machine je kompatibilní s řadou příslušenství, které možná již ve své praxi používáte. Kompatibilní produkty zahrnují např.:

- ▶ AIRFLOW® násadce
- ▶ PERIOFLOW® násadce
- ▶ PIEZON® násadce
- ▶ Láhve na vodu a Night Cleaner, komory na prášek, vzduchové a vodní hadice, bezdrátový pedál z přístroje AIRFLOW® Prophylaxis Master

GBT Machine tak bez problémů doplní váš současný systém – bez nutnosti pořizovat další příslušenství.

JE POTŘEBA PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA?

GBT Machine vyžaduje preventivní údržbu po každých 2 000 hodinách provozu, na což přístroj sám upozorní a zbývající čas do údržby je možné sledovat v účtu MyEMS.

PROČ JSOU NA PŘÍSTROJI GBT MACHINE K DISPOZICI POUZE 3 NASTAVENÍ?

GBT Machine nabízí 3 automatické režimy, které byly navrženy na základě rozsáhlých dat z praxe, zkušeností odborníků a více než 400 000 zpětných vazeb od pacientů. Tento zjednodušený a přehledný systém zajišťuje vysokou bezpečnost, efektivitu a komfort během ošetření – přesně podle potřeb ošetřujících i pacientů.

NÍZKÉ NASTAVENÍ

Pro velmi citlivé pacienty
nebo děti



GBT NASTAVENÍ

Výchozí nastavení pro
většinu klinických případů



VYSOKÉ NASTAVENÍ

Hrubý nános tvrdého
zubního kamene



AKČNÍ BALÍČKY



GBT CLASSIC KONFIGURACE:

- Přístroj GBT Machine
- Vozík GBT Machine Station
- Individuální GBT školení přímo ve vaší ordinaci

Standardní cena: 321 437 Kč / 13 070 EUR

Akční cena: 288 162 Kč / 11 717 EUR

GBT READY KONFIGURACE:

- Přístroj GBT Machine
- Vozík GBT Machine Station
- Individuální GBT školení přímo ve vaší ordinaci

Standardní cena: 402 628 Kč / 16 371 EUR

Akční cena: 358 463 Kč / 14 576 EUR



AKČNÍ BALÍČKY

4x AIRFLOW® PLUS PRÁŠEK, 1x PIEZON® PS KONCOVKA + 1x AIRFLOW® PLUS PRÁŠEK*

- Erytritolový prášek AIRFLOW® PLUS (DV-082/Z)
- PIEZON® PS koncovka (DS-016A/T)

POUZE PRO GBT
CERTIFIKOVANÉ ORDINACE



Standardní cena: 17 995 Kč / 777 EUR

Akční cena: 15 139 Kč / 652 EUR



2x AIRFLOW® PLUS PRÁŠEK + 1x GBT AIRFOAM*

- GBT AIRFOAM (DV-173/6) pro hladký a svěží pocit po GBT ošetření



Standardní cena: 6 468 Kč / 282 EUR

Akční cena: 5 712 Kč / 251 EUR



* Nabídka platí od 15. 5. 2025 do 15. 8. 2025 (případně do vyprodání zásob) a je dostupná u autorizovaného distributora EMS KK Dent. Zákazník získá AIRFLOW® PLUS prášek a GBT AIRFOAM na základě zaslání faktury o zakoupení balíčku za výše uvedenou akční cenu na info.czsk@ems-ch.com.

AKČNÍ BALÍČKY

3x PIEZON® PS KONCOVKA + 1x BIOFILM DISCLOSER*

- PIEZON® PS koncovka (DS-016A/T) pro 95 % všech případů, supra- i subgingiválně do 10 mm
- Biofilm Discloser (DV-158) pro detekci zubního plaku



+



Standardní cena: 12 433 Kč / 506 EUR

Akční cena: 10 860 Kč / 442 EUR

3 + 1x GBT VISIGATE® ÚSTNÍ RETRAKTOR*

- Ústní retractor GBT VISIGATE® (FV-123/SR) pro lepší viditelnost a komfort při GBT ošetření



+



Standardní cena: 11 648 Kč / 512 EUR

Akční cena: 8 736 Kč / 384 EUR

* Nabídka platí od 15. 5. 2025 do 15. 8. 2025 (případně do vyprodání zásob) a je dostupná u autorizovaného distributora EMS KK Dent. Zákazník získá Biofilm Discloser a GBT Visigate na základě zaslání faktury o zakoupení balíčku za výše uvedenou akční cenu na info.czsk@ems-ch.com.

AKČNÍ BALÍČKY

1x AIRFLOW® HANDY 3.0 PLUS + 2x AIRFLOW® PLUS PRÁŠEK, 1x GBT AIRFOAM, 4x BACTERX® PRO*

► Ruční pískovací přístroj pro supra- i subgingivální (do 4 mm) odstraňování plaku a pigmentací s technologií AIRFLOW®.



AIRFLOW® HANDY 3.0 Plus: FT-221

AIRFLOW® PLUS prášek: DV-082/Z

GBT AIRFOAM: DV-173/6

BACTERX® PRO: DV-114/A/EN

Standardní cena: 56 290 Kč / 2 307 EUR

Akční cena: 47 674 Kč / 1 938 EUR

* Nabídka platí od 15.5. 2025 do 15. 8. 2025 a je dostupná u autorizovaného distributora EMS KK Dent. Zákazník získá 2x AIRFLOW® PLUS prášek, 1x balení GBT AIRFOAM a 1x BACTER® PRO na základě zaslání faktury o zakoupení balíčku za výše uvedenou akční cenu na info.czsk@ems-ch.com.