


EMS CZ/SK

KVĚTEN-SRPEN 2025




PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO

Revoluce v oblasti dentální hygieny! S více než 40 lety odborných zkušeností je nový přístroj GBT Machine navržený speciálně pro protokol Guided Biofilm Therapy (GBT). Tento přístroj kombinuje nejmodernější technologie s intuitivním ovládáním, čímž umožňuje efektivní, šetrné a komfortní ošetření jak pro pacienty, tak i ošetřující. Přístroj poskytuje výjimečný komfort pacientům a zároveň zvyšuje efektivitu dentální praxe.

VÝHODY

- ▶ Intuitivní a zjednodušené uživatelské rozhraní
- ▶ PIEZON® NO PAIN MAX modul
- ▶ Konektivita
- ▶ Zjednodušená údržba
- ▶ Udržitelné materiály
- ▶ Optimalizováno pro GBT protokol



GBT READY KONFIGURACE



REF FT-300-1B-U00

ČASTO Kladené Dotazy

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI GBT MACHINE A AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER?

- GBT Machine přináší čtyři klíčové inovace, které jej odlišují od AIRFLOW® Prophylaxis Master:
- ▶ PIEZON® NO PAIN MAX modul, vyvinutý exkluzivně pro GBT Machine, zajišťuje ještě šetrnější a efektivnější odstranění zubního kamene.
 - ▶ Konektivita přístroje umožňuje sledování parametrů ošetřování v reálném čase a propojení s digitálními nástroji přes platformu MyEMS.
 - ▶ Zjednodušený pracovní postup zvyšuje efektivitu ošetření a komfort pro pacienty i ošetřující.
 - ▶ Udržitelné materiály, jako je hliník a tvrzené sklo, zajišťují delší životnost přístroje a snižují ekologickou zátěž.

JE GBT MACHINE KOMPATIBILNÍ S OSTATNÍMI PRODUKTY, KTERÉ JIŽ VLASTNÍMÍ?

- GBT Machine je kompatibilní s řadou příslušenství, které možná již ve své praxi používáte. Kompatibilní produkty zahrnují např.:
- ▶ AIRFLOW® násadce
 - ▶ PERIOFLOW® násadce
 - ▶ PIEZON® násadce
 - ▶ Láhve na vodu a Night Cleaner, komory na prášek, vzduchové a vodní hadice, bezdrátový pedál z přístroje AIRFLOW® Prophylaxis Master
- GBT Machine tak bez problémů doplní váš současný systém – bez nutnosti pořizovat další příslušenství.

JE POTŘEBA PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA?

GBT Machine vyžaduje preventivní údržbu po každých 2 000 hodinách provozu, na což přístroj sám upozorní a zbývající čas do údržby je možné sledovat v účtu MyEMS.

PROČ JSOU NA PŘÍSTROJI GBT MACHINE K DISPOZICI POUZE 3 NASTAVENÍ?

GBT Machine nabízí 3 automatické režimy, které byly navrženy na základě rozsáhlých dat z praxe, zkušeností odborníků a více než 400 000 zpětných vazeb od pacientů. Tento zjednodušený a přehledný systém zajišťuje vysokou bezpečnost, efektivitu a komfort během ošetření – přesné podle potřeb ošetřujících i pacientů.

NÍZKÉ NASTAVENÍ

Pro velmi citlivé pacienty nebo děti



GBT NASTAVENÍ

Výchozí nastavení pro většinu klinických případů



VYSOKÉ NASTAVENÍ

Hrubý nános tvrdého zubního kamene



AKČNÍ BALÍČKY

GBT CLASSIC KONFIGURACE:

- ▶ Přístroj GBT Machine
- ▶ Vozík GBT Machine Station
- ▶ Individuální GBT školení přímo ve vaší ordinaci

Standardní cena: 321 437 Kč / 13 070 EUR
Akční cena: 288 162 Kč / 11 717 EUR

GBT READY KONFIGURACE:

- ▶ Přístroj GBT Machine
- ▶ Vozík GBT Machine Station
- ▶ Individuální GBT školení přímo ve vaší ordinaci

Standardní cena: 402 628 Kč / 16 371 EUR
Akční cena: 358 463 Kč / 14 576 EUR

