

voco

HIGHLIGHTS

Vysokovýkonný kompozit

GrandioSO Unlimited –
4mm univerzálnym kompozitom
v piatich Cluster farebných
odtieňoch

Vitálny a vhodný

pre každodenné použitie

Zachovanie vitality a prekrytie zubnej
drene s biomateriálom MTA

Plné chuti

Profluorid Varnish+BioMin
s Biosklom je nová sila pre
posilnenie zubnej skloviny

Splní všetky
želania

GrandioSO
Unlimited

GrandioSO Unlimited

Univerzálny kompozit do 4mm v piatich odtieňoch Cluster-Shades

Zatiaľ čo estetické univerzálne kompozity musia byť náročne vrstvené v 2 milimetrovej hrúbke a polymerizované, ponúkajú Bulk fill kompozity tú výhodu, že môžu byť vrstvené v hrúbke až do 4mm. Ale vzhľadom na ich nedostatočnú estetiku, sú používané iba v distálnom úseku chrupu. Toto obmedzenie vyriešilo VOCO s materiálom GrandioSO Unlimited. Tento estetický materiál môže byť nanášaný až do hrúbky 4 milimetrov a je vhodný ako do distálneho tak aj do frontálneho úseku chrupu. Takže budete potrebovať iba jeden kondenzovateľný kompozit na všetky typy kavit.

Cluster shade systém

Navyše iba s piatimi dodávanými farebnými odtieňmi optimálne pripravený na všetky každodenné situácie vo vašej ambulancii a môžete tak znížiť množstvo používaných kompozitov. Vďaka zjednodušenému farebnému systému, možno len s piatimi Cluster odtieňmi pokryť všetkých 16 klasických VITA odtieňov.

GrandioSO Unlimited	A1				A2		A3			A3.5					A4	
	A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4
VITA® classical																

Vysokovýkonný kompozit

S imponantným obsahom plniva až 91% hmotnosti udáva GrandioSO Unlimited nové trendy v oblasti stability a pevnosti. Aj nízka objemová kontrakcia, iba 1,44% znižuje hrozbu vzniku okrajových spár a okrajových zafarbení čím prispieva k výplniam s vysokou kvalitou.



Ušetríte do
20%*

Testovacie balenie

10 × 0,3 g kapsule
(po 2 z A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ 10 × Futurabond U SingleDose,
+ vzorkovník farieb

REF 6257

69,30 € ~~87,50 €**~~

Sada striekačiek

5 × 4,5 g striekačka
(A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ vzorkovník farieb

REF 6258

375,20 € ~~469,00 €**~~

Sada kapsule

75 × 0,3 g kapsule
(po 15 z A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ vzorkovník farieb

REF 6270

375,20 € ~~469,00 €**~~

Ďalšie obchodné balenia a jednotlivé farby
nájdete na www.voco.dental

Vysokovýkonný kompozit

Univerzálny
Pre frontálnu a distálnu oblasť

Najvyššia stabilita a pevnosť
91 váh% obsahu plniva

5 Cluster odtieňov
Pokrýva všetkých 16 VITA® farieb

Žiadne vrstvenie
Až 4mm v jednej vrstve

Excelentná estetika
Vynikajúca leštitelnosť

MTA vpt

Zachovanie vitality pulpy pre každodennú prax –
biokompatibilná a bez monomérov

Na zachovanie vitality zubnej drene je nevyhnutné jej biokompatibilné, stabilné a pre baktérie nepriechodné prekrytie. S MTA vpt ponúka VOCO Mineral Trioxid Agregat (MTA) materiál, ktorý tieto podmienky plne spĺňa. V rámci ošetrenia vitálnej pulpy (VPT,) môže byť MTA vpt použitá na podložky, priame a nepriame prekrytie zubnej drene, ako aj na ošetrenie zubnej drene po pulpotómii alebo pulpektómii. Aj v rámci ošetrenia zubného kazu, môže byť kariesny dentín spoľahlivo prekrytý MTA vpt.

MTA vpt uvoľňuje pri tuhnutí vápnikové a hydroxidové ióny, ktoré stimulujú telu prirodzené regeneratívne procesy a tvorbu terciárneho dentínu. Pri tomto procese sa vytvára vysoká hodnota pH, ktorá je známa svojím bakteriostatickým účinkom a podporuje remineralizáciu. Týmto spôsobom vytvára MTA vpt stabilnú, pre baktérie nepriepustnú bariéru, ktorá je základom zachovania vitality zubnej drene.

- MTA pre každodennú prax – biokompatibilná a bez monomérov
- Vysoké pH (12) – známe svojím bakteriostatickým účinkom
- Uvoľňovanie vápnikových a hydroxidových iónov – podporuje tvorbu terciárneho dentínu a remineralizáciu
- Spoľahlivá ochrana zubnej drene – mineralizuje a vytvára pre baktérie nepriepustnú vrstvu
- Časovo úsporný – okamžité ďalšie spracovanie beztlakovým prekrytím
- Jednoduchá manipulácia – aplikácia štandardnými nástrojmi alebo priamo z kapsule
- Žiadne zafarbenia spôsobené materiálom – neobsahuje oxidy bizmutu a železité zlúčeniny
- RTG opáky (290% AI)



MTA vpt

Ručné miešanie
10 g prášok + 10 ml tekutina

REF 1645

173,30 €

MTA vpt AC

25 ks aplikáčnych kapsula

REF 1646

188,00 €



Cenovo atraktívny MTA materiál pre každodennú prax

Podložkový cement pre
všetky výplňové materiály

Nepriame prekrytie
zubnej drene

Priame prekrytie
zubnej drene

Ošetrenie zubnej drene
po jej vitálnej amputácii





Neviditeľný v každodennom živote

Bifix Temp fluorescent

Duálne tuhnúci, dočasný fixačný
materiál na báze kompozitu

Bifix Temp fluorescent sa vďaka svojej zubu podobnej, transludentnej farbe dokonale hodí pod provizorium. Estetika ostáva pri prirodzenom svetle nezmenená a aj pod UV-A svetlom nepresvitá fluorescencia spod provizórne cementovaných náhrad. Samotný materiál silno fluoreskuje pod UV-A svetlom, čo garantuje jeho ľahkú detekciu a úplné odstránenie po sňatí provizória. Tým sa zabezpečí presné a spoľahlivé nasadenie definitívnej náhrady. Už len vďaka tejto výhode sa veľmi zjednoduší celý následný proces fixácie definitívnej náhrady.



Bifix Temp fluorescent

5 ml QuickMix striekačka
+ príslušenstvo

REF 1056

58,50 €

AlignerFlow LC

Fluoreskujúci kompozit pre čelustnoortopedické kotevné prvky

Vyrovnávacie terapie sú pevnou súčasťou zubárskeho a čelustnoortopedického ošetrovacieho spektra. Tu hrajú kotevné prvky dôležitú úlohu. Musia byť po celú dobu terapie vysoko stabilné a po jej ukončení bezpečne a bez zvyšku odstrániteľné. S AlignerFlow LC Vám ponúka VOCO, presne pre tieto indikácie koncipovaný nanohybridný kompozit s fluorescenčným efektom. Pod UV-A svetlom sa dá materiál kontrolovať alebo pri jeho odstránení zvyšky ľahko identifikovať a zo skloviny šetrne odstrániť.



AlignerFlow LC

2 × 2 g striekačka A1

REF 1526

2 × 2 g striekačka A2

REF 1527


2 × 2 g striekačka A3

REF 1528

85,10 €

Výhody v prehľade

- Precízna aplikácia s perfektným Flow materiálom
- Svetelné vytvrdenie
- Stabilný a odolný voči oteru počas celej doby použitia



Zdroj: Dr. Montse Galiano, Veľká Británia

– viditeľný, keď na tom záleží



Clip F fluorescent

Svetlom tuhnúci výplňový materiál
pre dočasné výplne

Clip F fluorescent vás presvedčí svojou všestrannosťou a jednoduchým použitím. Jednozložkový materiál sa ľahko aplikuje a modeluje. Po vytvrdení svetlom je materiál okamžite zaťažiteľný a neprepúšťa slinu. Elastické vlastnosti materiálu umožňujú vo väčšine prípadov jeho úplné odstránenie s čistými a nepoškodenými preparačnými okrajmi. Pod UV-A svetlom je nájdenie malých prebytkov alebo zvyškov materiálu oveľa ľahšie: hlavne pri tenkých vrstvách, ktoré sú voľným okom ťažko viditeľné. Clip F fluorescent je vhodný pre všetky druhy dočasných výplní, uzáverov vrátane onlay / inlay.



Clip F fluorescent

2 x 4 g striekačka

REF 1288

60,70 €

Rebilda DC fluorescent

Prvý systém na dostavbu pahýľov a fixáciu koreňových
čapov s aktivovateľnou fluorescenciou

S duálne tuhnúcim systémom na dostavbu pahýľov a fixáciu koreňových čapov na báze kompozitu Rebilda DC fluorescent, priniesla spoločnosť VOCO na trh nového člena radu Rebilda. Produkty Rebilda sú už desaťročia celosvetovo úspešne etablované a majú vďaka dentínu podobným vlastnostiam veľkú dôveru v stomatologickej praxi. Doterajšie farebné odtiene dentín, biela a modrá boli doplnené o fluoreskujúcu variantu, čím VOCO opätovne dokazuje svoj inovatívny charakter.



50 g kartuša,
fluoreskujúci dentín,
+ príslušenstvo

REF 1399

200,70 €

10 g QuickMix striekačka
fluoreskujúci dentín,
+ príslušenstvo

REF 1406

85,80 €

Fluoreskuje pod UV-A svetlom

Veľmi dobrá viditeľnosť prebytkov
a dostavbových hraníc, aj hlboko
pod gíngívou

Jednoduchá manipulácia

Obrúsiteľný ako dentín,
tekutá konzistencia –
perfektná adaptácia

Excelentná estetika

Pod denným svetlom má farbu
dentínu a preto je vhodná pre
vysokoestetické ošetrenia

Duálne tuhnúci

Použiteľný aj v koreňovom kanáliku
pre fixáciu koreňových čapov
(napr.: Rebilda Post)

Profluorid Varnish + BioMin

Významne vytvrdzuje oslabenú sklovinu –
v štyroch príjemných príchuťach

Úspešný fluoridový lak VOCO Profluorid Varnish dostáva Bioglas od BioMinu. Tento neviditeľný Bioglas sa rozpúšťa v slinách a uvoľňuje vápnikové a fosfátové ióny, ktoré podporujú remineralizáciu zuba. Spolu s fluoridom z Varnishu sa na povrchu skloviny tvoria kryštalické štruktúry, ktoré okrem iného významne vytvrdzujú, kyslým prostredím oslabenú, sklovinu.

Spolu so známou desenzibilizáciou naozajstná dvojitá ochrana.

Ušetríte do
25%*

200 × 0,40 ml SingleDose

Karamel	REF 2276
Čerešňa	REF 2277
Mäta	REF 2278
Žuvačka	REF 2279

459,90 € ~~613,20 €**~~

50 × 0,40 ml SingleDose

Karamel	REF 2270
Čerešňa	REF 2271
Mäta	REF 2272
Žuvačka	REF 2273

153,30 €

10 ml tuba

Karamel	REF 2266
Čerešňa	REF 2267
Mäta	REF 2268
Žuvačka	REF 2269

43,50 €

Mix príchuťí

48 × 0,40 ml SingleDose
Rozdelené: Karamel, Čerešňa,
Mäta, Žuvačka

REF 2274

153,30 €



Profluorid Varnish

Lak s fluoridom na desenzibilizáciu (5% NaF)

Príčinou hypersenzibility zubov sú spravidla otvorené dentínové tubuly. Preto je cieľom ošetrenia, tieto dlhodobo uzavrieť. Profluorid Varnish je lak s obsahom fluoridu, ktorý po preparácii kaviť alebo pri citlivých krčkoch efektívne pečatí voľne dostupné dentínové tubuly.

Výhody v prehľade

- Rýchla desenzibilizácia a uvoľňovanie fluoridov (22.600 ppm fluoridu)
- Jednoduché nanášanie – toleruje vlhkosť
- Dostupný v siedmich príjemných príchuťach
- Vďaka nanášaniu v tenkých vrstvách je ekonomický

Ušetríte do
25%*



10 ml tuba

Mélon	REF 1267	Karamel	REF 2232
Mäta	REF 2234	Čerešňa	REF 2233
Pina Colada	REF 2237	Cola s limetku	REF 2236

37,70 €

200 × 0,40 ml SingleDose

Mélon	REF 1271	Žuvačka	REF 2239
Mäta	REF 2231	Čerešňa	REF 2230
Pina Colada	REF 2243	Cola s limetku	REF 2241
Karamel	REF 2229		

399,90 € ~~533,20 €**~~

Mix príchuťí

4 × 10 ml tuba
Rozdelené: mäta, mélon,
čerešňa a karamel

REF 2971

113,10 € ~~150,80 €**~~

Futurabond U

V praktických SingleDose

Za Futurabond U stojí dlhý vývojový proces, s jediným cieľom: ponúknuť univerzálne adhezívum, ktoré poskytne užívateľovi len výhody a spoľahlivosť a zároveň urobí tak každý ďalší adhezívny systém v ambulancii zbytočným.

Futurabond U preto posúva hranice väzbových hodnôt a vyniká predovšetkým svojím flexibilným a univerzálnym použitím.

50 SingleDose

50 × Futurabond U
+ príslušenstvo

REF 1571

124,80 €

200 SingleDose

200 × Futurabond U
+ príslušenstvo

REF 1572

436,00 € ~~499,20 €~~**


Ušetríte do
12%*



Grandio blocs & Grandio disc

Nanokeramický hybridný CAD/CAM materiál
pre permanentné jednozubové rekonštrukcie

Grandio blocs/Grandio disc presvedčia so svojimi fyzikálnymi vlastnosťami s ohľadom na elasticitu, pevnosť a vysokým podielom plniva 86% hmotnosti. Týmto sa materiál približuje prirodzenému zubu viac ako všetky ostatné materiály určené na nepriame rekonštrukcie. Grandio blocs/Grandio disc je materiálom voľby a bežným keramikám nadradený. Produkty môžu byť v ústach bez problémov opracované a vyleštené do vysokého lesku.



Zdroj: Dr. Felipe Moura, Brazília



NOVÝ

Grandio disc multicolor

1 × 12 mm (ø 98 mm)

Napríklad:

A2 REF 6249

A3 REF 6250

387,50 €

Ďalšie obchodné balenia a jednotlivé farby
nájdete na www.voco.dental

K dispozícii
aj pre
Planmill®



Grandio blocks

5 × veľ. 12 LT/HT

REF pozri tabuľku

118,10 €

Grandio blocs

5 × veľ. 14L LT/HT

REF pozri tabuľku

127,30 €

	Pre frontálny úsek							Pre distálny úsek			
	A1 LT	A2 LT	A3 LT	A3.5 LT	B1 LT	C2 LT	BL LT	A1 HT	A2 HT	A3 HT	A3.5 HT
Veľ. 12	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6012	6013	6014	6015
Veľ. 14L	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6027	6028	6029	6030


Bifix Veneer LC

Jednoducho bezpečný, jednoducho estetický –
fixácia faziet s optimálnym pracovným postupom

Veľmi estetický a s 81% hmotnosti naplnený svetlom tuhnúci nanohybridný fixačný kompozit Bifix Veneer LC, bol špeciálne vyvinutý na jednoduchú a bezpečnú adhezívnu fixáciu svetlo-priepustných faziet, inlayov a onlayov z kompozitu alebo keramiky.

Prehľadný farebný koncept s tromi odtienmi svetlý, priehľadný a teplý, umožňuje efektívnu fixáciu faziet a pozitívne ovplyvnenie estetického výsledku. Vďaka presne doladeným Try-In pastám sa dá vhodná farba jednoducho vybrať a finálny výsledok tak dopredu overiť.

Intuitívny a efektívny farebný koncept pre maximálny estetický úspech



Zdroj: Prof. Carlos Torres, Brazília

Na objednanie uvedených VOCO Highlights oslovte
Vášho dodávateľa alebo Vášho VOCO poradcu.

*V porovnaní so zakúpením jedného balenia **Súčet jednotlivých cien

Ponuky platia len u zúčastnených maloobchodných partnerov. Ceny vášho dentálneho distribútora budú vždy zohľadnené. Všetky uvedené ceny sú odporúčané ceny vrátane DPH. Chyby a opomenutia sú očkávateľné. Nezodpovedáme za chyby tlače.



Ušetríte do
20%*

Bifix Veneer Sada

3 × 2 g striekačka Bifix Veneer LC
3 × 2,5 g striekačka Bifix Veneer Try-In
(bright, clear, warm)
+ príslušenstvo

REF 1428

172,20 € ~~215,20 €**~~

Bifix Veneer System Sada

3 × 2 g striekačka Bifix Veneer LC
3 × 2,5 g striekačka Bifix Veneer Try-In
(bright, clear, warm)
2 ml striekačka Vococid
20 ks SingleDose Futurabond U
20 ks SingleDose Ceramic Bond
10 ks Sticky Tim
+ príslušenstvo

REF 1429

270,10 € ~~341,30 €**~~

Ďalšie obchodné balenia a jednotlivé farby
nájdete na www.voco.dental

VOCO GmbH

Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Nemecko



voco.dental