

Rýchla detekcia zubného kazu

Nová funkcia VistaSoft AID na rýchlejšiu diagnostiku
intraorálnych snímok

CENNÍK DÜRR DENTAL



Pomôžeme vám s výberom vhodného VistaScanu pre vašu zubnú ambulanciu.
Kontaktujte: Igor Kapusta – 0919 488 435.

 **DÜRR
DENTAL**

VistaScan už od 4 500 €*

Prvá voľba pre intraorálne snímky



2170110001 ~~17 097 €~~ **13 580 €**

VistaScan Ultra View

- Riešenie pre väčšie zubné kliniky a pracoviská
- Možnosť načítania viacerých snímok naraz
- Vodiace doštičky pre fólie 0, 1, 2, 3, 4

* **VistaScan Nano Easy** od 4 500 €

Pre viac informácií kontaktujte Mgr. Igor Kapusta – 0919 488 435

- Sofistikovaná technológia, dosahujúca najvyššie rozlíšenie na trhu
- Bezproblémové zdieľanie s viacerými používateľmi
- Šetrí vaše investície vďaka dlhej životnosti prístroja – to je Dürer Dental
- Unikátne fólie s dlhou životnosťou

2144110102 ~~13 280 €~~ **9 500 €**

VistaScan Mini View 2.0

- Top riešenie pre každého
- Vždy priradíte snímku k správному pacientovi
- Vodiace doštičky pre fólie 0, 1, 2, 3, 4



2144110001 ~~10 450 €~~ **8 290 €**

VistaScan Mini Easy 2.0

- V balení iba základné vodiace doštičky pre fólie 0, 2

VEDELI STE, ŽE?

S VistaScanom máte až 2× väčšie diagnostické pole ako s RVG senzorom? Celá plocha fólie sníma obraz.



VistaScan fólia
100 % diagnostické pole



RVG senzor
50 % diagnostické pole

VistaScan príslušenstvo

Pamäťové fólie IQ (pre VistaScan Mini Easy 2.0, Mini View 2.0, UltraView)

2130104050	Veľkosť IQ S0 2 ks	220 €
2130104150	Veľkosť IQ S1 2 ks	220 €
2130104250	Veľkosť IQ S2 4 ks	380 €
2130104255	Veľkosť IQ S2 12 ks	1 008 €
2130104350	Veľkosť IQ S3 2 ks	250 €
2130104450	Veľkosť IQ S4 1 ks	280 €



Pamäťové fólie IQ + ochranné obaly

2130106051	Veľkosť IQ S0 2 ks + obaly S0 (1 000 ks)	490 €
2130106151	Veľkosť IQ S1 2 ks + obaly S1 (1 000 ks)	490 €
2130106251	Veľkosť IQ S2 2 ks + obaly S2 (1 000 ks)	410 €
2130106351	Veľkosť IQ S3 2 ks + obaly S3 (1 000 ks)	490 €
2130106451	Veľkosť IQ S4 1 ks + obaly S4 (100 ks)	300 €

Ochranné obaly proti svetlu

2130-080-00	Veľkosť S0, bal. 100 ks	35 €
2130-081-00	Veľkosť S1, bal. 100 ks	37 €
2130-082-00	Veľkosť S2, bal. 300 ks	82 €
2130-082-55	Veľkosť S2, bal. 1 000 ks	237 €
2130-083-00	Veľkosť S3, bal. 100 ks	48 €
2130-084-00	Veľkosť S4, bal. 100 ks	63 €



Pamäťové fólie Plus (pre VistaScan Mini Plus)

2130-040-50	Veľkosť S0, rozmer 2 × 3 cm, bal. 2 ks	220 €
2130-041-50	Veľkosť S1, rozmer 2 × 4 cm, bal. 2 ks	228 €
2130-042-50	Veľkosť S2, rozmer 3 × 4 cm, bal. 4 ks	388 €
2130-042-55	Veľkosť S2, rozmer 3 × 4 cm, bal. 12 ks	1 008 €
2130-043-50	Veľkosť S3, rozmer 2,7 × 5,4 cm, bal. 2 ks	253 €
2130-044-50	Veľkosť S4, rozmer 5,7 × 7,5 cm, bal. 1 ks	280 €



Systém držiakov Anterior/Posterior kit

2130101500	Súprava obsahuje:	330 €
	Ramienka: Anterior 1 ks, Posterior 2 ks.	
	Zamieravacie krúžky: Anterior 1 ks, Posterior 2 ks.	
	Skusové bloky: Anterior 2 ks, Posterior 2 ks	



TIP
 ORIGINALNE
 DRŽIAKY ŠETRIA
 NÁKLADY
 NA PREDČASNÚ
 VÝMENU
 FÓLIÍ

Systém držiakov Bitewing kit

2130101600

Súprava obsahuje:

Ramienko Bitewing 1 ks, Zameriavací krúžok
Bitewing 1 ks, Skusové bloky Bitewing S0/S1 1 ks,
Bitewing S2 Horizontal 2 ks, Bitewing S3 1 ks

169 €



VistaSoft 4.0


Vylepšite svoj starší VistaScan
o najmodernejšie AI funkcie

- Bezplatne dostupné pre zariadenia zakúpené po marci 2025
- Podpora AI – zrýchlenie workflow vďaka umelej inteligencii
- **VistaSoft AID** automaticky rozpozná zubný kaz na intraorálnej snímke (možnosť nastavenia citlivosti)
- **VistaSoft Cloud** – možnosť zálohovania databázy do cloudu
- **UHD filter** – pre ešte ostrejšie snímky, vrátane 3D objemu
- Integrácia všetkých zobrazovacích zariadení v jednom softvéri



Informácie pre používateľov Windows 11

Je potrebné mať VistaSoft vo verzii 3.0 alebo vyššej.
VistaSoft 3.0 je bezplatne dostupný pre zariadenia zakúpené po septembri 2021 alebo za doplatok 1 490 € bez DPH.



VistaSoft AID



VistaSoft 4.0

VistaSoft 4.0 (pre zariadenia zakúpené pred 3/2025)

VistaSoft Connect (pripojenie zariadení Dürer Dental do iného softvéru)

VistaSoft Cloud

Funkcia VistaSoft AID

1 830 €

923 €

od 9,99 € / mesačne

19,99 € / mesačne




Cloudové služby
VistaSoft

VistaVox S

Jednoduché 3D workflow, dokonalé 2D snímky



Vyskúšajte si celý workflow – od snímky po spracovanie v softvéri – priamo v certifikovanom röntgenovom pracovisku Dürr Dental v Prahe, na školení v Nemecku alebo u našich referenčných partnerov na Slovensku (napr. MUDr. Ján Dobeš, Bratislava). Naučíme vás správne polohovať pacienta a pracovať so softvérom, aby ste získali špičkové snímky.



FOV (field of view)

Ø 130 × 85 mm

Ø 130 × 105 mm – pri použití funkcie stitching

VistaVox S 2D/3D röntgen

2210200726	VistaVox S	~~93 200 €~~	52 000 €
2210200728	VistaVox S Ceph	~~111 700 €~~	72 300 €

VistaPano S 2.0 panoramatický röntgen

2208100004	VistaPano S 2.0	~~42 400 €~~	25 800 €
2208100005	VistaPano S Ceph 2.0	~~60 800 €~~	34 300 €

VistaIntra DC intraorálny röntgen

2202-01	dosah ramena 1 670 mm	~~7 850 €~~	5 100 €
2202-02	dosah ramena 1 820 mm		
2202-03	dosah ramena 2 120 mm		




Ďalšie funkcie softvéru VistaSoft

VistaSoft Implant & Guide

Pohodlné plánovanie implantátov a vŕtacích šablón.

- Intuitívny softvér, ktorý vás prevedie kompletným plánovaním ošetrovania – od korunky až po samotný implantát.
- Umožňuje navrhnuť rôzne typy vŕtacích šablón.



VistaSoft Trace

Cefalometrická analýza a plánovanie ortodontického ošetrovania.

- Vďaka pokročilej AI vykonáva cefalometrické analýzy v priebehu niekoľkých sekúnd, automaticky identifikuje referenčné body aj siluety mäkkých tkanív.
- Umožňuje porovnávať fázy ošetrovania prekrytím snímok a už pri plánovaní simulovať aj zobraziť očakávaný výsledok.



VistaSoft Cloud Exchange

Jednoduchá výmena obrazových dát v súlade s GDPR.

- Poskytuje optimálnu platformu na jednoduchú, ekonomickú a efektívnu výmenu snímok s kolegami, laboratóriami, klinikami alebo pacientmi.

VistaSoft Cloud Drive

- Bezpečné zálohovanie kompletnej databázy v cloud. Okamžitá záloha nových snímok v šifrovanom a bezpečnom cloudovom úložisku.
- Od verzie VistaSoft 4.0.11.

VistaCam iX HD Smart

- | | |
|------------|--|
| 2109100004 | Intraorálna HD kamera |
| 2109100001 | Intraorálna HD kamera + sada Proof a Proxi |

5 840 €

3 660 €

7 590 €

4 760 €



Funkcia Proxi

VistaCam iX

- | | |
|---------|-----------------------------|
| 2108-02 | Intraorálna kamera |
| 2108-01 | Kamera + sada Proof |
| 2108-06 | Kamera + sada Proxi |
| 2108-05 | Kamera + sada Proof a Proxi |

3 810 €

2 330 €

4 980 €


2 480 €

5 000 €

2 510 €

6 290 €

3 160 €



Funkcia Proof

Vector Paro 3. generácie je tu!

Nová verzia s prepojením na VistaSoft Monitor



- Nová generácia s modernou technológiou
- Integrovaná microSD karta pre diagnostiku pri poruche alebo servise
- Prepojenie s VistaSoft Monitor:
 - včasné odhalenie chýb
 - okamžitý prístup k dokumentácii
 - automatické hlásenie servisných potrieb
 - rýchla identifikácia náhradných dielov
 - prehľad o používaní a stave zariadenia



Vector Fluid je leštiaca tekutina s obsahom **hydroxyapatitu**, ktorá napomáha zahradiť povrch zuba a zároveň uzatvára dentínové tubuly na zníženie citlivosti. **Veľkosť častíc 10 µm.**

2036900050	Vector Paro (3. generácia)
2036900051	Vector Paro Pro (3. generácia)
CWZ510C2350	Vector Fluid – leštiaci roztok s hydroxyapatitom
CCA531A6150	Vector Cleaner – čistič (2,5 l)
CDZ501C6150	Vector RinsEndo – dezinfekcia (2,5 l)

3 860 €

4 770 €

70 €

42 €

66 €

2031-450-00	Sada koncoviek Paro (bal. 5 ks vrátane momentového kľúča)
-------------	---

2031-400-06E	Koncovka Paro Plus (bal. 3 ks)
--------------	--------------------------------

2030-151-01E	Sonda rovná (bal. 3 ks)
--------------	-------------------------

2030-151-02E	Lanceta Paro (bal. 3 ks)
--------------	--------------------------

2030-151-03E	Sonda zahnutá (bal. 3 ks)
--------------	---------------------------

2030-151-04E	Kyreta Paro (bal. 3 ks)
--------------	-------------------------

2031-460-00	Sada koncoviek Recall/Implant (bal. 4 ks vrátane momentového kľúča)
-------------	---

309 €

43 €

51 €

66 €

66 €

82 €

293 €

Power Tower

Maximálny výkon – minimálny hluk na ploche 0,4 m²



- Kompletné technické zázemie – kompresor, odsávanie a odľučovač amalgámu v jednej odhlučnenej skrini
- Nepotrebuje technickú miestnosť
- Kapacita kompresora a odsávania podľa počtu kresiel
- Riešenie na mieru pre každú ambulanciu
- Mokré alebo suché odsávanie
- Možnosť aj bez odľučovača amalgámu pre dentálnu hygienu



RIEŠENIE
PRE
1–6 SÚPRAV



Kompresor



Odsávacie
zariadenie



Odlučovač
amalgámu

NÁŠ TIP

VistaSoft Monitor

Bezplatný nástroj na efektívne monitorovanie stavu vašich zariadení.



KONTAKTUJTE NÁS

Riešenie prispôbené potrebám Vašej praxe. Ozvite sa nám na info@duerr.cz a pripravíme vám nezáväznú ponuku na mieru.

Kompresory a odsávanie

Nemecká kvalita
za slovenskú cenu

Kompresory

Tornado s membránovým vysúšačom

5182300001	Tornado 1	3 780 €	2 510 €	1
5282300001	Tornado 2	5 620 €	3 740 €	2
4282300001	Tornado 4	8 460 €	6 300 €	4



Silver Airline s membránovým vysúšačom

Profesionálny kompresor, ktorý vďaka prediktívnemu servisu myslí dopredu a udrží prevádzku pod kontrolou.

5252-01	Duo	7 340 €	5 440 €	1
4152100008	Duo Tandem, 1 agregát	8 490 €	6 320 €	2
5452-51	Quattro	10 490 €	7 800 €	4
4252100027	Duo Tandem, 2 agregáty	11 540 €	8 590 €	2
4682-54	Quattro Tandem	16 600 €	12 330 €	4



Mokrú odsávanie

Tyscor VSA

7182500001	Tyscor VSA 1, 230 V	7 410 €	1
7186500001	Tyscor VSA 2, 230 V	9 370 €	2
7188500001	Tyscor VSA 4, 230 V	13 080 €	4



úspora až 75 %
elektrickej energie



Odsávací systém VSA

7125-01/002	VSA 300, 230 V	5 170 €	1
7128500001	VSA 600, 230 V	7 830 €	2
7134500001	VSA 900, 230 V	10 300 €	4
7134500002	VSA 900, 400 V	10 300 €	2
7138500001	VSA 1200, 400 V	11 080 €	4



Odsávacie zariadenia a špeciálne oblasti

Dezinfekcia odsávania



Originál od roku 1965

Orotol plus | Dezinfekcia a organické nánosy

Nepenivý koncentrát na dezinfekciu, čistenie a dezodoráciu odsávacích zariadení a odlučovačov amalgámu, odstraňuje organické nánosy vrátane krvi a biofilmu.

Použitie: 2 polovičné viečka (2 × 20 ml) doplní vodou na celkový objem 2 litre. Pomocou OroCup 1 liter nastojato odsať a 1 liter naliať do pľuvadla. Nechať pôsobiť celú noc a ráno prepláchnuť hadice a pľuvadlo vodou.

Účinné zložky: kvartérne amóniové zlúčeniny



Účinne rozpúšťa profylaktický prášok

MD 555 cleaner | Hĺbkový čistič na anorganické nánosy

Nepenivý koncentrát na hĺbkové čistenie odsávacích zariadení a odlučovačov amalgámu, odstraňuje anorganické nánosy vrátane profylaktických práškov, alginátov, cementu a vodného kameňa.

Použitie: 5 polovičných viečok po rysku (5 × 20 ml) doplní vodou na celkový objem 2 litre. Pomocou OroCup 1 liter nastojato odsať a 1 liter naliať do pľuvadla. Nechať pôsobiť 30–120 min, následne prepláchnuť vodou.

Účinné zložky: organické a anorganické kyseliny, nepenivé tenzidy



MD 550 | Čistič pľuvadiel

Nepenivý hotový roztok na čistenie pľuvadiel, odstraňuje nánosy ako vodný kameň, krv a farbivá na detekciu povlaku.

- **Bez abrazívnych zložiek** – nepoškodzuje povrch pľuvadiel
- **Antimikrobiálny účinok** – účinné proti kvasinkám a baktériám vrátane tuberkulózy

Účinné zložky: alkoholy



OroCup | Systém na čistenie a dezinfekciu odsávania

Systém na dezinfekciu a čistenie odsávacích zariadení a odlučovačov amalgámu s jednoduchým ovládaním.

- Vytvára zmes vzduchu a vody na účinné čistenie a dezinfekciu odsávacieho systému
- Pripojovací adaptér pre všetky typy odsávacích hadíc



Filter | Rozdeľovník hadíc

Jednorazový filter pre odsávacie systémy, odporúča sa **meniť 1 × týždenne**, bal. 12 ks alebo 36 ks.

Odtlačky a zubná technika



MD 530 | Odstraňovač cementu a čistič zubných protéz

Hotový roztok na odstraňovanie nánosov ako vrstvy oxidu, cementu, zubného kameňa a fajčiarskych škvŕn.

Účinné zložky: anorganické kyseliny, tenzidy

Môže sa používať aj ako čistič lyžíc

MD 535 | Odstraňovač sadry

Hotový roztok na odstraňovanie sadry a alginátu.

Účinné zložky: zásadité čistiace zložky a komplexotvorné činidlá



plná
virucidita

Použitelnosť 7 dní

MD 520 | Dezinfekcia na odtlačky

Plne virucidny hotový roztok na účinnú dezinfekciu šetrnú k materiálom a čistenie zubných odtlačkov a protetických prác.

- Použitie pre algináty, silikóny, polyéterovú gumu, hydrokoloidy alebo polysulfidy
- Vyššia presnosť sadrového modelu vďaka účinnému čisteniu
- Bez narušenia rozmerovej stability alebo kompatibility so sadrou

Účinné zložky: kvartérne amóniové zlúčeniny, glutaraldehyd



MD 520 | Dezinfekčná nádoba na odtlačky

Nádoba na dezinfekciu ponorením a čistenie s dezinfekčným roztokom MD 520.

- Obsahuje špeciálne závesné zariadenie pre max. 2 odtlačkové lyžice

Objem: max. 1 liter

CDS110P6150	Orotol Plus dezinfekcia odsávacích zariadení, koncentrát (2,5 l)	72 €
CDS110P9950	Orotol Basic-Set obsahuje 1× Orotol plus (2,5 l), 1× MD 555 cleaner (2,5 l), 1× MD 550 (750 ml) a 1× OroCup	210 €
CDS110A9950	Orotol Combi-Set obsahuje 2× Orotol plus (2,5 l), 2× MD 555 cleaner (2,5 l)	260 €
CCS555C6150	MD 555 cleaner čistič odsávania, koncentrát (2,5 l)	72 €
CCS550C4550	MD 550 čistič pľuvadla, hotový roztok (750 ml)	24 €
0780-350-00	OroCup nádoba	77 €
0725-041-00	Filter pre odsávacie zariadenia (12 ks)	38 €
0725-041-60	Filter pre odsávacie zariadenia (36 ks)	102 €
CDA520C6150	MD 520 dezinfekcia a čistenie odtlačkov, hotový roztok (2,5 l)	63 €
CDA520C9150	MD 520 dezinfekcia a čistenie odtlačkov, hotový roztok (10 l)	242 €
CEA520C9700	MD 520 dezinfekčná dóza na 2 odtlačky	31 €
CCA530C6150	MD 530 odstraňovač cementu, hotový roztok (2,5 l)	51 €
CCA535C6150	MD 535 odstraňovač sadry, hotový roztok (2,5 l)	81 €

Dezinfekcia nástrojov

Nástroje



Vhodné na gumu a silikóny

ID 212 | Dezinfekcia nástrojov

2 % (5 min / 60 min TBC)

Koncentrát na šetrné čistenie a dezinfekciu nástrojov.

- Vynikajúca kompatibilita materiálov pre nástroje s obsahom gummy a silikónu

Účinné zložky: kvartérne amóniové zlúčeniny



Svieža vôňa

ID 212 forte plus | Dezinfekcia nástrojov

2 % (5 min / 60 min TBC)

Koncentrát na čistenie a dezinfekciu všeobecných, chirurgických a rotačných nástrojov.

- Vynikajúca kompatibilita materiálov

Účinné zložky: kvartérne amóniové zlúčeniny



Najúčinnnejší

ID 213 | Dezinfekcia nástrojov

2 % (5 min / 60 min TBC)

Koncentrát na čistenie a dezinfekciu všeobecných, chirurgických a rotačných nástrojov so širokým spektrom účinku.

- Dobrá kompatibilita materiálov vďaka inhibítorom korózie

Účinné zložky: kvartérne amóniové zlúčeniny, alkylamíny

Vrtáčky, rotačné nástroje



plná
virucidita

Rýchly účinok

ID 220 | Dezinfekcia rotačných nástrojov

1 min vrátane TBC

Plne virucidny hotový roztok na čistenie a dezinfekciu rotačných nástrojov odolných voči alkoholu.

- Neriedi sa

Účinné zložky: alkoholy v zásaditom prostredí

Enzymatický čistič



ID 215 | Enzymatický čistič na nástroje

2 % (15 min)

Koncentrát na enzymatické čistenie nástrojov pred použitím dezinfekcie.

- Mimoriadny čistiaci účinok – rozpúšťa aj tie najodolnejšie nečistoty

Účinné zložky: kvartérne amóniové zlúčeniny, guanidínové zlúčeniny



objem 3 l

Hygobox | Dezinfekcia nástrojov

Dezinfekčná vaňa s praktickým systémom odkvapávania, rýskami na presné riedenie roztoku a tesným viečkom pre bezpečný transport medzi ambulanciou a sterilizačnou miestnosťou.



Profylaktická kanyla | Proti aerosólu, pri pieskovaní

Kanyla s otočným nástavcom, ktorý zachytí až 2× viac aerosólu, proti refluxu, priemer 16 mm.



Univerzálna kanyla Protect | Proti refluxu

Kanyla bez hrán, ergonomicky tvarovaná, autoklávovateľná proti refluxu, priemer 16 mm.



Univerzálna kanyla Petito | Pre deti

Detická kanyla, bez hrán, ergonomicky tvarovaná, autoklávovateľná, proti refluxu, priemer 16 mm alebo 11 mm.



Chirurgická kanyla

Jednorazová chirurgická kanyla, proti refluxu, dĺžka 17,2 cm, priemer 2,5 mm.

CDI212C6150	ID 212 dezinfekcia nástrojov, koncentrát (2,5 l)	81 €
CDI21 FP6150	ID 212 forte plus dezinfekcia nástrojov, koncentrát (2,5 l)	84 €
CDI213C6150	ID 213 dezinfekcia nástrojov, koncentrát (2,5 l)	88 €
CDI220C6150	ID 220 dezinfekcia vrtáčikov, hotový roztok (2,5 l)	55 €
CDI215A6150	ID 215 enzymatický čistič, koncentrát (2,5 l)	84 €

Hygobox dezinfekčná vaňa na nástroje (objem 3 l) **89 €**

6030-050-00	viečko: antracit, sito: modré	6030-071-00	viečko: antracit, sito: biele
6030-051-00	viečko: modrá, sito: biele	6030-081-00	viečko: ružové, sito: biele
6030-061-00	viečko: žltá, sito: biele	6030-091-00	viečko: tyrkys, sito: biele

0700-058-50	Profylaktická kanyla 16 mm (4 ks)	29 €
0700-059-50	Univerzálna kanyla Protect šedá, 16 mm (5 ks)	24 €
0700-059-54	Univerzálna kanyla Protect modrá, 16 mm (5 ks)	24 €
A700100286	Univerzálna kanyla Protect tyrkysová, 16 mm (5 ks)	24 €
0700-059-00	Univerzálna kanyla Protect šedá, 16 mm (20 ks)	83 €
A700056050	Univerzálna kanyla Petito šedá, 16 mm (5 ks)	19 €
A700056054	Univerzálna kanyla Petito modrá, 16 mm (5 ks)	19 €
A700056055	Univerzálna kanyla Petito tyrkysová, 16 mm (5 ks)	19 €
0700-007-50	Chirurgická kanyla 2,5 mm (20 ks)	81 €
0700-007-51	Chirurgická kanyla 2,5 mm (100 ks)	343 €

Dezinfekcia plôch

Dezinfekcia citlivých povrchov



So zníženým obsahom alkoholu

FD 366 sensitive wipes | Dezinfekcia citlivých povrchov

1 min

Dezinfekčné obrúsky na rýchlu dezinfekciu citlivých povrchov, ako sú koženka, plasty a prístroje.

Rozmer: FD 366 sensitive wipes (20 × 30 cm), FD 366 sensitive top wipes (17,5 × 25 cm)

Balenie: FD 366 sensitive wipes (vedierko 100 ks alebo náhradná náplň 100 ks), FD 366 sensitive top wipes (bal. 50 ks)

Účinné zložky: alkoholy, kvartérne amóniové zlúčeniny



So zníženým obsahom alkoholu

FD 366 sensitive | Dezinfekcia citlivých povrchov

1 min

Hotový roztok so zníženým obsahom alkoholu na rýchlu dezinfekciu citlivých povrchov, ako sú koženka, plasty, osvetlenie a prístroje.

Balenie: 2,5 l, 10 l

Účinné zložky: alkoholy, kvartérne amóniové zlúčeniny

Bez alkoholu (podlahy, záver dňa, sanitárny deň)



FD 300 | Plne virucidná dezinfekcia plôch

15 min

Plne virucidný koncentrát bez alkoholu na čistenie a dezinfekciu.

- Až 250 litrov pri 1 % koncentrácii
- Dobrá kompatibilita materiálov

Účinné zložky: kvartérne amóniové zlúčeniny, alkylamíny a neiónové tenzidy



FD 312

15 min

Koncentrát na čistenie a dezinfekciu povrchov.

- Alternácia s FD 300

Účinné zložky: kvartérne amóniové zlúčeniny

Použitie FD 300 a FD 312:

1 % koncentrácia (na 6 l vody)
3 × polievčko po rysku
(3 × 20 ml)

Doba pôsobenia:

15 minút

Impregnácia, starostlivosť o koženku



FD 360 | Čistenie a ošetrovanie umelej kože

Čistiaci roztok na hĺbkové čistenie pórov a impregnáciu povrchov z umelej kože.

- Overená kompatibilita materiálov – odporúčaná poprednými výrobcami zubných súprav
- Ideálne pre zubné súpravy v kombinácii s FD 366 sensitive

Účinné zložky: tenzidy, silikóny, avokádový olej

Obrúsky s alkoholom



FD 350 | Dezinfekcia s rýchlym účinkom

1 min

Dezinfekčné obrúsky na rýchlu dezinfekciu s rýchlym dezinfekčným účinkom vhodné na násadce, kolienka a turbíny (rýchle sušenie bez šmúh).

Rozmer obrúska: 14 × 22 cm

Balenie: dóza 110 ks alebo náhradné balenie 110 ks (3 vône: klasická, kvetinová, citrónová)

Účinné zložky: alkoholy



FD 333 forte wipes | Dezinfekcia s rýchlym účinkom

1 min

Plne virucidne dezinfekčné obrúsky so sviežou citrónovou vôňou.

Rozmer obrúska: 20 × 30 cm

Balenie: vedierko 100 ks alebo náhradná náplň 100 ks

Účinné zložky: alkoholy, kvartérne amóniové zlúčeniny

Postreky s alkoholom



FD 322 | Dezinfekcia s rýchlym účinkom

1 min

Hotový roztok s rýchlym účinkom na dezinfekciu povrchov odolných voči alkoholu.

Balenie: 2,5 l, 10 l

Účinné zložky: alkoholy



FD 333 | Dezinfekcia s rýchlym účinkom

1 min

Hotový roztok s rýchlym účinkom na dezinfekciu povrchov odolných voči alkoholu so sviežou citrónovou vôňou.

Balenie: 2,5 l, 10 l

Účinné zložky: alkoholy, kvartérne amóniové zlúčeniny



FD 333 forte | Plne virucidna dezinfekcia s rýchlym účinkom

1 min

Plne virucidny hotový roztok s rýchlym účinkom na dezinfekciu povrchov odolných voči alkoholu so sviežou citrónovou vôňou.

Balenie: 2,5 l, 10 l

Účinné zložky: alkoholy, kvartérne amóniové zlúčeniny

Naše kombo v starostlivosti o koženku



FD 366 sensitive

Postrek alebo obrúsky so zníženým obsahom alkoholu.



FD 360

Čistiaci a impregnačný roztok na koženku.

CDF366C6150	FD 366 sensitive postrek, hotový roztok (2,5 l)	65 €
CDF366C9150	FD 366 sensitive postrek, hotový roztok (10 l)	233 €
CDF366A0150	FD 366 sensitive obrúsky, vedierko (100 ks)	47 €
CDF366A0450	FD 366 sensitive obrúsky, náhradné balenie (100 ks)	38 €
CDF366F0450	FD 366 sensitive top wipes obrúsky (50 ks)	16 €
CCF360C2550	FD 360 impregnácia a čistič koženky, hotový roztok (250 ml), 5× hubka, 1× švédská utierka	54 €
CDF300C6150	FD 300 koncentrát (2,5 l)	84 €
CDF312C6150	FD 312 koncentrát (2,5 l)	63 €
	FD 350 obrúsky, dóza (110 ks)	12 €
CDF35CA0152	klasická vôňa	
CDF35FA0152	kvetinová vôňa	
CDF35LA0152	citrónová vôňa	
	FD 350 obrúsky, náhradné balenie (110 ks)	9 €
CDF35CA1252	klasická vôňa	
CDF35FA1252	kvetinová vôňa	
CDF35LA1252	citrónová vôňa	
CDF33FW0150	FD 333 forte obrúsky, vedierko (100 ks)	48 €
CDF33FW0450	FD 333 forte obrúsky, náhradné balenie (100 ks)	39 €
CDF322C6150	FD 322 postrek, hotový roztok (2,5 l)	61 €
CDF322C9150	FD 322 postrek, hotový roztok (10 l)	221 €
CDF333C6150	FD 333 postrek, hotový roztok (2,5 l)	70 €
CDF333C9150	FD 333 postrek, hotový roztok (10 l)	253 €
CDF33FA6150	FD 333 forte postrek, hotový roztok (2,5 l)	71 €
CDF33FA9150	FD 333 forte postrek, hotový roztok (10 l)	257 €
CEF320C9700	fľaša s rozprašovačom (objem 500 ml)	24 €
CED100A9700	výpustný kohút na 10 l balenie dezinfekcie	14 €

Dezinfekcia rúk



HD 420 plus | Dezinfekcia rúk

Alkoholový prípravok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk.

- obsahuje zvlhčujúce zložky
- dermatologicky testované
- bez parfumácie

Hygienická dezinfekcia: 30 sekúnd

Chirurgická dezinfekcia: 90 sekúnd

Balenie: 500 ml, 1 l, 2,5 l, 10 l



HD 435 | Umývacia emulzia s alantoínom

Jemná umývacia emulzia na ruky.

- chráni a podporuje prirodzenú ochrannú bariéru pokožky
- pH vhodné pre pokožku
- dermatologicky testované

Balenie: 500 ml, 1 l, 2,5 l



Dávkovače dezinfekcie a umývacej emulzie

Manuálne a bezdotykové dávkovače na dezinfekciu rúk HD 420 plus a umývaciú emulziu HD 435.

CDH420P3551	HD 420 plus dezinfekcia rúk (500 ml)	16 €
CDH420P5550	HD 420 plus dezinfekcia rúk (1 l)	22 €
CDH420P6150	HD 420 plus dezinfekcia rúk (2,5 l)	53 €
CDH420P9150	HD 420 plus dezinfekcia rúk (10 l)	195 €
CCH435C3550	HD 435 umývacia emulzia (500 ml)	22 €
CCH435C5550	HD 435 umývacia emulzia (1 l)	30 €
CCH435C6150	HD 435 umývacia emulzia (2,5 l)	55 €
CEH4XXA9750	Dávkovacia pumpička pre 1 l balenie	18 €
CEH200C9700	Dávkovacia pumpička pre 500 ml balenie	18 €
6000049040	RX 5 M , manuálny dávkovač pre 500 ml balenie	93 €
6000049041	RX 10 M , manuálny dávkovač pre 1 l balenie	102 €
6000049050	RX 5 T , bezdotykový dávkovač pre 500 ml balenie	231 €

Alternácia Dürr Dental

Prečo alternovať v rámci jednej značky?



HOTOVÝ
DEZINFEKČNÝ PLÁN

ISTOTA
ROZDIELNYCH
ÚČINNÝCH LÁTKOK

PREHĽADNOSŤ

BEZ STRESU
PRED HYGIENICKOU
KONTROLOU

Všetko v jednom
dezinfekčnom pláne

4 farby = 4 oblasti. Nástroje. Plochy.
Ruky. Odsávanie. Farba viečka vás
navedie v skrinke na správny produkt.

Istota materiálovej
kompatibility

S nami ako výrobcom zubárskej
techniky, máte istotu, že sa
zariadenie vašej ambulancie nezničí.

Uľahčenie vašej dennej rutiny

Vytvorili sme pre vás schému
alternácie, samolepky s návodom
na riedenie dezinfekcie a ďalšie
materiály na zjednodušenie
vašej práce.

Bez stresu pri kontrole
z hygieny

Chcete mať istotu, či máte všetko
nastavené správne? Poradíme
vám, ako sa pripraviť na kontrolu
z hygieny.



Schéma striedania dezinfekčných
prípravkov Dürr Dental

Tabuľka riedenia dezinfekčných
prípravkov Dürr Dental

Dezinfekčný denník
Evidencia dezinfekčných prípravkov

Platný od _____

PRIPRAVÍME
VÁS
NA KONTROLU
HYGIENY

NOVINKA!

Vytvorili sme pre vás
hygienický denník pre
evidenciu dezinfekcie.

Schéma alternácie

Ako alternovať s Dürr Dental

OBLASŤ POUŽITIA	PRODUKT	ALTERNÁCIA
Odsávacie zariadenia	Orotol plus (2 %)	Orotol ultra (1 %)
Pľuvadlo	MD 550	Orotol plus (2 %) Orotol ultra (1 %)
Nástroje	ID 212 (2 %) ID 212 forte plus (2 %)	ID 213 (2 %)
Rotačné nástroje	ID 220 (hotový roztok)	ID 212 forte plus (2 %) ID 213 (2 %)
Kreslo a citlivé povrchy	FD 366 sensitive	FD 300, FD 312 (1 % alebo 2 %)
Monitory, prístroje	FD 366 sensitive	FD 300, FD 312 (1 % alebo 2 %)
Záver dňa, podlahy, sanitárny deň	FD 300 (1 % alebo 2 %)	FD 312 (1 % alebo 2 %)
Postreková dezinfekcia	FD 366 sensitive	FD 322, FD 333, FD 333 forte
Obrúsky	FD 366 sensitive	FD 322, FD 333, FD 333 forte, FD 350
Dezinfekcia rúk	HD 420 plus	–

BEZPLATNÉ ŠKOLENIE U VÁS V AMBULANCI

Pomôžeme vám s dezinfekčným plánom, vysvetlíme, ako správne striedať účinné látky a riediť dezinfekciu. **Pripravíme vás na kontrolu hygieny.**



Mgr. Filip Manik
Východ SR
+421 947 971 643
filip.manik@duerrdental.com



Mgr. Júlia Filo
Západ SR
+421 911 606 136
julia.filo@duerrdental.com

SME TU PRE VÁS

SLOVENSKO



Mgr. Igor Kapusta
Area Sales Representative SK
+421 919 488 435



Mgr. Júlia Filo
Sales Manager SK
dezinfekcia a profylaxia
+421 911 606 136



Mgr. Filip Maník
Product Specialist SK
dezinfekcia a profylaxia
+421 947 971 643



Jaromír Šíp
Product Specialist CZ/SK
technické zariadenia
+420 737 164 462



Bc. Martin Beroušek
Sales Manager CZ/SK
+420 777 333 414

ČESKO



Eva Mandincová
Sales Manager CZ
dezinfekcia a profylaxia
+420 770 102 408



Beáta Szabová
Product Specialist CZ
dezinfekcia a profylaxia
+420 733 547 096



Jakub Vich
Product Specialist CZ
dezinfekcia a profylaxia
+420 734 556 000



Ing. Jan Černý
Area Sales Manager
+420 777 477 052



ŠKOLENIA, WORKSHOPY, NOVINKY

Kompletný prehľad aktuálnych školení, workshopov, novínok a materiálov na stiahnutie nájdete na: linktr.ee/duerrczsk

Ceny v tejto brožúre sú vrátane DPH 23 % a platné do 31. 12. 2026. Zmeny sú vyhradené.

Showroom Dürr Dental

Hadovka Office Park

Evropská 2588/33a, Praha 6

info@duerr.cz, www.duerrdental.cz

